



راهنما دفترچه

کیت شناسایی و سنجش کیفی

HLA-B52

با روش Real-Time PCR

STEM
CELL
TECHNOLOGY
شرکت فناوری بن یاخته

Doc. #: IFU-HLA52-01 Doc. Version: 01 Revision Date 02-13-2023

Version 01

فهرست مطالب

۳	شماره فرانس
۳	شرح کیت
۳	اصول
۳	اطلاعات ژن
۴	نگهداری و انتقال کیت
۵	نکات احتیاط عمومی
۶	هشدارها و محدودیت‌ها
۷	عوامل تداخلی
۷	آماده‌سازی
۸	اضافه کردن الگو
۹	برنامه دمایی
۱۰	تعریف طیف سنجش فلورسنت در دستگاه‌ها
۱۲	آنالیز نتایج Rotor Gene
۱۳	جدول تفسیر نتایج Rotor Gene
۱۳	آنالیز نتایج MIC
۱۴	جدول تفسیر نتایج MIC
۱۵	نشانه‌ها
۱۵	اطلاعات تماس

- BONHLAB52-24

شرح کیت

این کیت بر اساس واکنش زنجیره‌ای پلیمرز (PCR) به صورت Real-Time ساخته شده است. این محصول برای تشخیص در شرایط آزمایشگاهی تهیه شده است. نتایج به دست آمده توسط این محصول باید همراه با سایر داده‌های بالینی یا آزمایشگاهی تفسیر شوند.

اصول

کیت حاضر قابلیت تشخیص تمامی زیرشاخه‌های HLA-B52 را توسط واکنش زنجیره‌ای پلیمرز (PCR) دارد. در واکنش Real-Time PCR محصول تکثیر شده از طریق فلوروسنت شناسایی می‌شوند. مشاهده شدت فلوروسنت در حین واکنش PCR (به صورت Real-Time) تشخیص محصولات در حال تکثیر را بدون نیاز به بازکردن مجدد لوله‌های واکنش پس از اجرای PCR ممکن می‌سازد.

اطلاعات ژن

کمپلکس اصلی سازگاری بافتی یا MHC که نقش اساسی در بروز پاسخ ایمنی نسبت به آنتی ژن‌های پروتئینی ایفا می‌کنند، در انسان تحت عنوان آنتی ژن‌های لکوسیتی انسان یا HLA شناخته می‌شوند. هر فرد ترکیبی ارثی از ژن‌های HLA دارا است که بسیاری از آنتی ژن‌های موجود در سطح سلول‌های خود را کد می‌کند. وجود یا عدم وجود هر آنتی ژن، ترکیبی مشخص برای HLA هر فرد ایجاد می‌کند. در افرادی که واجد HLA-B52 در ترکیب خود هستند، احتمال ابتلا به بیماری آرتریت تاکایاسو نسبت به دیگر افراد افزایش می‌یابد. HLA-B52 همچنین نقش مهمی در بروز همزمان بیماری کولیت اولسراتیو (Colitis Ulserative) ایفا می‌کند. بنابراین، شناسایی آن در فرایند تشخیص و مدیریت بیماری دارای اهمیت بسیار است.

Title	24 Tests
	Volume per Vial
Master A- B52	240 µl/tube × 1
Master B- B52	240 µl/tube × 1
Nuclease Free Water	200 µl /tube × 1
Positive Control B52	50 µl/tube × 1

نگهداری و انتقال کیت

- ✓ کلیه محتویات این کیت باید در دمای ۲۰- درجه سانتی گراد و در تاریکی نگهداری گردد، همچنین به منظور انتقال و جابه جایی کیت از یونولیت با درب و یخخشک استفاده نمایید.
- ✓ نگهداری کیت در دمای ۴ درجه سانتی گراد هیچگاه نباید بیشتر از یکساعت شود.
- ✓ این کیت نیاز به حمل بر روی بسته‌های یخ‌زده (Frozen Ice Pack) را دارد.
- ✓ همه مواد موجود در کیت تا تاریخ انقضا، همان‌طور که روی برچسب بسته‌بندی محصول مشخص شده است، در شرایط مشخص شده پایدار هستند.
- ✓ از چرخه‌های متعدد ذوب و انجماد (Freeze-Thaw) خودداری کنید زیرا سبب کاهش حساسیت و در نتیجه عدم کارایی کیت می‌شود.
- ✓ از قراردادن مستقیم اجزای کیت در معرض نور، گرما یا رطوبت خودداری کنید.
- ✓ معرف‌ها را قبل از استفاده در دمای اتاق (۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد) ذوب کنید. پس از ذوب شدن مواد موجود در کیت، لوله‌ها را به طور مختصر اسپین کنید تا مطمئن شوید که مواد موجود در کیت به طور یکنواخت مخلوط شده‌اند.

مواد و تجهیزات مورد نیاز که باید توسط کاربر تدارک دیده شود:

۱. کیت استخراج DNA
۲. سمپلر قابل تنظیم در اندازه‌های مختلف و نوک سمپلر فیلتردار
۳. سانتریفوژ رومیزی
۴. بلوک خنک کننده
۵. وایتکس ۱۰ درصد
۶. گان و دستکش
۷. دستگاه با قابلیت خوانش در کانال‌های فلوروسنت مخصوص Yellow و Green
۸. نرم‌افزار دستگاه مورد استفاده
۹. استریپ و کپ مناسب دستگاه مورد استفاده

نکات احتیاط عمومی

۱. لطفاً دستورالعمل را با دقت بخوانید و قبل از استفاده محصول با تمام اجزای کیت آشنا شوید و در حین کار دستورالعمل را دقیقاً دنبال کنید.
- ✓ لطفاً قبل از استفاده، ابزارهای Real-Time PCR سازگار را بررسی کنید و فرآیند را با آن‌ها جلو ببرید.
- ✓ از کیت یا اجزای کیت پس از تاریخ انقضا استفاده نکنید.
- ✓ در کیت آزمایش از ماده دیگری استفاده نکنید.
۲. استفاده از سرسمپلرهای فیلتردار و RNase & DNase free
۳. نگهداری و تخلیص نمونه‌های گرفته شده، کنترل‌ها و محصولات حاصل از PCR باید در محلی کاملاً جدا از محل نگهداری و آماده سازی مسترمیکس صورت پذیرد.
۴. همه مواد مورد نیاز کیت قبل از شروع کار باید به طور کامل در دمای اتاق ذوب شود.
۵. بعد از ذوب شدن، کلیه مواد را به خوبی پیتناژ نمایید و به‌طور مختصر اسپین کنید. این امر برای جلوگیری از کاهش عملکرد کیت در طی زمان به‌طور کامل توصیه می‌شود.
۶. تمام مراحل مربوط به تهیه مسترمیکس باید بر روی یخ یا جعبه‌های سرد (Cooling Box) انجام شود. استوک اصلی مربوط به مسترمیکس بعد از برداشتن مقدار مورد نیاز از آن باید به سرعت به فریزر منتقل شود.

۷. هنگام کار با مواد شیمیائی، روپوش مناسب آزمایشگاهی، دستکش یکبار مصرف، و عینک های محافظ داشته باشید.
۸. کیت حاوی کنترل مثبت است. برای جلوگیری از آلودگی که ممکن است باعث ایجاد مثبت کاذب شود، کنترل مثبت را از سایر مواد موجود در کیت کاملاً جدا کنید.
۹. PCR بسیار حساس به آلودگی متقابل است، پس فرآیند کار را با دقت انجام دهید.
۱۰. هنگام کار با نمونه ها و مواد موجود در کیت، برای جلوگیری از آلودگی، دستکش ها باید مرتباً تعویض شوند.
۱۱. از تیپ های جداگانه و اختصاصی استفاده کنید. هنگام کار با نمونه ها و مواد موجود در کیت از میکروتیپ های فیلتردار برای جلوگیری از ورود آلودگی RNA و DNA استفاده کنید.
۱۲. لطفاً لوله های PCR را با دو دستکش یکبار مصرف بسته بندی کرده و به درستی دور بیندازید. لوله های PCR پس از اмпلیفای را باز نکنید.
۱۳. از استفاده ی مجدد مواد یکبار مصرف بپرهیزید.
۱۴. مواد موجود در کیت که بلا استفاده شدند، کیت استفاده شده و زباله ها باید به درستی دور انداخته شوند.
۱۵. پس از آزمایش، محل کار را پاک کنید، بیپت ها و تجهیزات را با اسپری اتانول ۷۵٪ و وایتکس ۱۰٪ تمیز کنید.

هشدارها و محدودیت ها

۱. تمامی مراحل آزمایش باید بر اساس اصول^۱ GLP توسط پرسنل آموزش دیده دارای پوشش حرفه ای و محافظ^۲ (PPE انجام شود. آزمایش های بالینی بر نمونه ها باید در هود کلاس دو (Class II Biological Safety Cabinet) در محیط ۲-BSL انجام شود. (استفاده از دستورالعمل: Interim Laboratory (Safety Cabinet)
(Biosafety Guideline For Handling and Processing Specimen Associated
۲. پیشنهاد می شود هود و یا استیشن مورد استفاده قبل و بعد از کار با وایتکس ۱۰ درصد تمیز شود و همینطور بعد از کار لامپ UV زده شود.
۳. پیشنهاد می شود محل استخراج DNA، آماده سازی مخلوط واکنش از فضای آماده سازی و اضافه کردن نمونه و نمونه کنترل مثبت جدا باشند زیرا ممکن است نتایج مثبت کاذب به وجود آید.
۴. پس از آماده سازی مخلوط واکنش، آن را در تاریکی نگهداری نمایید.

^۱ Good Laboratory Practice

^۲ Personal Protective Equipment

کنترل‌ها

۱. نمونه بیمار: از محتویات اسید نوکلئیک حاصل از استخراج DNA استفاده شود.
۲. کنترل منفی (NTC): همواره یک نمونه کنترل منفی حاوی آب بجای نمونه استفاده شود.
۳. کنترل مثبت (PTC): از کنترل مثبت کیت به جای نمونه در یک واکنش استفاده شود.

نگهداری نمونه‌های گرفته شده

نمونه می‌تواند کمتر از ۸ ساعت در یخچال با محدوده دما از ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد و برای نگهداری طولانی مدت آن، باید در دمای ۲۰- درجه سانتی‌گراد منجمد شده و نگهداری شود.

تاریخ انقضای کیت

تاریخ انقضای کیت بر روی جعبه محصول درج شده است.

عوامل تداخلی

لیز عملکرد آزمایش را مهار میکنند. توجه شود که در هنگام نمونه گیری از هپارین استفاده نشود. وجود مهارکننده در واکنش با ژن کنترل داخلی قابل ردیابی است.

خالص سازی نوکلئیک اسید

جداسازی اسید نوکلئیک باید توسط کیت‌های جداسازی موجود در بازار مطابق پروتکل‌های جداسازی مواد بالینی خاص انجام شود. مواد نمونه باید از نمونه ی خونی که توسط EDTA از انعقاد آن جلوگیری شده است، استخراج شده باشد. کیت استخراج DNA در این کیت گنجانده نشده است.

آماده‌سازی

۱. ابتدا لوله‌ها را رویریک‌بخ بگذارید تا محتویات آن‌ها ذوب شوند و لوله‌های بافر واکنش، پرایمر پروب و کنترل مثبت را به آرامی ورتکس کنید و به‌طور مختصر اسپین کنید.
۲. مقدار ۱۰ میکرولیتر از Master A-B ۵۲ را به لوله‌های PCR اضافه کنید.
۳. به هر لوله مقدار ۱۰ میکرولیتر از Master B-B ۵۲ اضافه کنید.
۳. مقدار ۵ میکرولیتر از نمونه اسید نوکلئیک جدا شده یا ۵ میکرولیتر کنترل مثبت را به لوله‌های PCR جداگانه اضافه کرده و با پیپتینگ مخلوط کنید. در حین تهیه PCR لازم است همه اجزا در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری شوند. از مواد بالینی منفی می‌توان به‌عنوان کنترل جداسازی منفی استفاده کرد.

۴. لوله‌ها را ببندید، مختصراً اسپین کنید، آنها را داخل دستگاه قرار داده و اجازه دهید مطابق مشخصات برنامه قید شده در این دفترچه تکثیر شوند. هنگام استفاده از کنترل مثبت یا مواد بالینی بسیار مراقب باشید. ۵. در این مرحله، بهتر است از فضاهای جداگانه برای اضافه کردن مستر واکنش و نمونه‌های بیمار استفاده کرد و همچنین در نظر داشته باشید که در ویالکنترل مثبت را تنها در محل آماده‌سازی مستر واکنش و فضای تمیز باز کنید.

نکته در هر بار انجام تست یک لوله به‌عنوان (NTC) (No Template Control) باید گذاشته شود. در NTC به‌جای نمونه استخراج شده از آب استفاده می‌شود که برای کنترل آلودگی واکنش کاربرد دارد.

اضافه کردن الگو

پس از آماده سازی محلول‌ها و انتقال آن به تیوب‌های واکنش، ابتدا نمونه کنترل منفی (NTC) را آماده کنید. برای این کار، ۵ میکرولیتر از آب بدون نوکلئاز را به تیوب کنترل منفی اضافه نمایید. پس از انتقال به منطقه کار با اسیدنوکلئیک، ۵ میکرولیتر از کنترل مثبت و ۵ میکرولیتر از نمونه‌های بیمار را به تیوب‌های مربوطه اضافه نمایید. سپس تیوب‌ها را در دستگاه ترمال سایکلر قرار داده و نمونه‌ها را نام‌گذاری کنید.


Reaction Setup	Volume
Master A- B52	10 μ l
Master B- B52	10 μ l
Sample or Control	5 μ l
Final volume	25 μ l

برنامه دمایی


دستورالعمل برای دستگاه‌های Real-Time PCR دارای کانال Green و Yellow توصیف شده است. پس از تنظیمکردن دستگاه مطابق برنامه زیر، واکنش را راه اندازی کنید. برای آگاهی از نحوه تعریف کانال در دستگاه Rotor Gene به کاتالوگ دستگاه مراجعه کنید. مقادیر دمایی هر قسمت در جدول صفحه بعد آورده شده است.

	Temperature	Hold	Cycle
Pre-Denaturation	95 °C	5 min	1
Denaturation	95 °C	20 sec	35
Annealing and Acquisition on Channel Green And Yellow	58 °C	45 sec	
Extension	72 °C	20 sec	

بدین منظور در دستگاه Rotor-gene گزینه‌ی Gain Optimization را انتخاب کنید.



در این صفحه با انتخاب گزینه‌ی Optimise Acquiring برای هر ۲ کانال سبز و زرد بازه‌ی Target sample range از ۵ تا ۱۰ (حالت پیش فرض دستگاه) انتخاب شود.



همچنین Gain دستگاه باید بر مبنای تیوب اول انجام شود.

Auto-Gain Optimisation Channel Settings

Channel Settings :

Channel : Green Tube Position : 1


Target Sample Range : 5 FL up to 10 FL

Acceptable Gain Range: -10 to 10

OK Cancel Help

پس از انتخاب بازه‌ی مناسب برای هر کانال، گزینه‌ی Perform Optimization Before 1st Acquisition را انتخاب کرده، و پنجره را ببندید.

Optimisation :

 Auto-Gain Optimisation will read the fluorescence on the inserted sample at different gain levels until it finds one at which the fluorescence levels are acceptable. The range of fluorescence you are looking for depends on the chemistry you are performing.


Set temperature to 60 degrees.

Optimise All Optimise Acquiring

Perform Optimisation Before 1st Acquisition

Perform Optimisation At 60 Degrees At Beginning Of Run

بدین منظور در دستگاه MIC با انتخاب گزینه‌ی Run Profile پروفایل دمایی کیت را وارد کرده و در بخش cycling سنجش فلورسنت را در ۲ کانال سبز و زرد فعال کنید.



آنالیز نتایج Rotor Gene

۱. آنالیز نتایج توسط نرم افزار مربوطه و بر اساس دستورالعمل دستگاه انجام شود. در کانال رنگی سبز آستانه را در بازه ی ۰٫۲ / ۰٫۴ قرار دهید. بعد از آنالیز باید نتایج را به صورت زیر تفسیر کرد:
 ۱. چنانچه نمونه در کانال سبز و زرد دارای منحنی سیگموئیدی و فاز لگاریتمی باشد، و Ct در کانال زرد کمتر از ۳۰ باشد، و اختلاف Ct نتایج هر دوکانال کمتر از ۷ واحد باشد، نمونه دارای ۵۲HLA-B می باشد.
 ۲. زمانیکه Ct کنترلداخلی در کانال زرد کمتر از ۳۰ باشد، و در کانال سبز منحنی سیگموئیدی نباشد و یا سیگنالی در این کانال دیده نشود و یا اختلاف Ct نتایج هر دوکانال بیشتر از ۷ واحد باشد، نمونه دارای ژن ۵۲HLA-B نمی باشد.

۳. زمانی که کنترل داخلی تکثیر نشده و نتیجه کانال زرد منفی و یا $Ct < 30$ باشد، تست فاقد اعتبار است و باید تکرار شود. استخراج نامناسب یا خطا در آزمایش می تواند دلیل بروز چنین نتیجه ای باشد.

جدول تفسیر نتایج Rotor Gene

	Yellow	Green	Result
HLA-B52 Mix	+ Ct(<30)	+ Or Ct Green - Ct Yellow ≤ 7	HLA-B52 positive
	+ Ct(<30)	- Or Ct Green - Ct Yellow > 7	HLA-B52 negative
	- Ct(>30)	-	Invalid

آنالیز نتایج MIC

۱. آنالیز نتایج توسط نرم افزار مربوطه و بر اساس دستورالعمل دستگاه انجام شود. در کانال رنگی

سبز آستانه را در بازه ی ۰٫۳ / ۰٫۴ قرار دهید. بعد از آنالیز باید نتایج را به صورت زیر تفسیر کرد:

۱. چنانچه نمونه در کانال سبز و زرد دارای منحنی سیگموئیدی و فاز لگاریتمی باشد، و Ct در کانال زرد

کمتر از ۳۰ باشد، و اختلاف Ct نتایج هر دو کانال کمتر از ۹ واحد باشد، نمونه دارای HLA-B ۵۲ می باشد.

۲. زمانی که Ct کنترل داخلی در کانال زرد کمتر از ۳۰ باشد، و در کانال سبز منحنی سیگموئیدی نباشد و

سیگنالی در این کانال دیده نشود و یا اختلاف Ct نتایج هر دو کانال بیشتر از ۹ واحد باشد، نمونه دارای ژن






HLA-B ۵۲ نمی باشد.

۳. زمانی که کنترل داخلی تکثیر نشده و نتیجه کانال زرد منفی و یا $Ct < 30$ باشد، تست فاقد اعتبار است و

باید تکرار شود. استخراج نامناسب یا خطا در آزمایش می تواند دلیل بروز چنین نتیجه ای باشد.

جدول تفسیر نتایج MIC

	Yellow	Green	Result
HLA-B52 Mix	+ Ct(<30)	+ Or Ct Green - Ct Yellow ≤ 9	HLA-B52 positive
	+ Ct(<30)	- Or Ct Green - Ct Yellow > 9	HLA-B52 negative
	- Ct(>30)	-	Invalid

	Research Use Only	برای مصارف پژوهشی
	Catalog Number	کد کالا
	Batch Number	شماره بچ تولید شده
	Temperature Limitation	محدودیت دمایی
	Conculta Instructon For Use	مطالعه دستورالعمل
	Content sufficient for <n> tets	تعداد تست
	Use by	تاریخ انقضا
	Manufacturer	آدرس

اطلاعات تماس

شرکت فناوری بن یاخته- گروه سین مورو

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان فرهنگ، بلوار 24 متری سعادت آباد،
خیابان حیدرینیا (دوم شرقی)، پلاک 9، شرکت فناوری بن یاخته

کد پستی: 1997775555 پشتیبان فنی: 09301821601

تلفن تماس 02122082120

Web Site: www.Senmurv.co

Email: info@senmurv.ir