



دفترچه راهنما

کیت شناسایی و سنجش کیفی

Human Papillomavirus (HPV)

با روش

Real-Time PCR

Model : 5.V

**STEM
CELL
TECHNOLOGY**
شرکت فناوری بن یاخته

Doc. #:IFU-HPV5-01 Doc. Version: 00 Revision Date: 12-14-2022

Version 00

| | |
|----|---------------------------------------|
| ۳ | شماره ۳ |
| ۳ | شرح کیت |
| ۳ | اصول |
| ۳ | دامنه کاربرد |
| ۵ | نگهداری انتقال کیت |
| ۶ | نکات احتیاط عمومی |
| ۷ | هشدارها و محدودیت‌ها |
| ۸ | نمونه گیری و نگهداری |
| ۹ | عوامل تداخلی |
| ۹ | آماده‌سازی |
| ۱۰ | برنامه ریزی دمایی |
| ۱۴ | آنالیز نتایج |
| ۱۵ | نکات آنالیز نتایج در دستگاه‌های مختلف |
| ۱۸ | ارزیابی آنالیتیکال |
| ۲۰ | ارزیابی کلینیکال |
| ۲۱ | پشتیبانی فنی |
| ۲۱ | نشانه‌ها |
| ۲۱ | اطلاعات تماس |

• BONHPV5-24

شرح کیت

این کیت بر اساس واکنش زنجیره‌ای پلیمرز (PCR) به صورت Real-Time ساخته شده است. این محصول برای تشخیص در شرایط آزمایشگاهی تهیه شده و برای تشخیص ۱۵ نوع رایج ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) با ریسک بالا (شامل انواع ۱۶، ۱۸، ۳۱، ۳۳، ۳۵، ۳۹، ۴۵، ۵۱، ۵۲، ۵۶، ۵۸، ۵۹، ۶۶، ۶۷ و ۶۸) و ۱۴ نوع رایج HPV با ریسک پایین (شامل انواع ۶، ۱۱، ۴۰، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۵۴، ۶۱، ۶۲، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۴ و ۹۱) در نمونه‌های سواب دهانه رحم (Cervical)، آلت تناسلی (Penis)، واژن (Vagina) طراحی شده است و نشانه‌ای برای تشخیص عفونت توسط این پاتوژن است.

نتایج تشخیصی به دست آمده توسط این محصول باید همراه با سایر داده‌های بالینی یا آزمایشگاهی تفسیر شوند.

اصول

تشخیص پاتوژن توسط واکنش زنجیره ای پلیمرز (PCR) بر اساس تکثیر مناطق خاص ژنوم ویروس می‌باشد. در واکنش Real-Time PCR محصول تکثیر شده از طریق رنگ‌های فلوروسنت شناسایی می‌شوند. مشاهده شدت فلوروسنت در حین واکنش PCR (به صورت Real-Time) تشخیص دقیق محصولات در حال تکثیر را بدون نیاز به بازکردن مجدد لوله‌های واکنش پس از اجرای PCR ممکن می‌سازد.

دامنه کاربرد

این کیت برای تشخیص ۱۵ ویروس پاپیلومای انسانی با ریسک بالای ارتباط با سرطان و نئوپلازی درجه بالای (CIN 2-3) داخل اپیتلیال دهانه رحم و 14 نوع رایج HPV با ریسک پایین و غیر مرتبط با سرطان و نئوپلازی درجه بالای (CIN 2-3) داخل اپیتلیال دهانه رحم در نمونه‌های سواب دهانه رحم (Cervical)، آلت تناسلی (Penis) و واژن (Vagina) کاربرد دارد.

اطلاعات پاتوزن

عفونت HPV (Human Papillomavirus) یا ویروس به‌عنوان عامل سرطان دهانه‌رحم در زنان شناخته می‌شود. HPV یک ویروس حاوی ماده ژنتیکی از جنس DNA دورشته‌ای به طول ۸۰۰۰ جفت باز است.

ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) یک ویروس DNA منتقله از راه جنسی است که سبب عفونت در سلول‌های اپیتلیال انسان می‌شود. DNA ویروسی HPV را می‌توان به‌عنوان ویریون‌های اپیزومی در سیتوپلاسم یافت یا اینکه به‌صورت ادغام شده در کروموزوم میزبان پیدا کرد. بیش از ۲۰۰ ژنوتیپ HPV یافت شده است که با توجه به میزان خطرناک بودن آنها در ایجاد سرطان و نتوپلازی داخل اپیتلیال دهانه رحم با درجه بالا (CIN 2-3)، در گروه‌های پرخطر (HR) یا کم‌خطر (LR) طبقه‌بندی می‌شوند. سرطان دهانه‌رحم دومین سرطان بدخیم شایع در بین زنان در سراسر جهان است. عفونت مداوم با برخی از ژنوتیپ‌های HPV منجر به ایجاد سرطان دهانه‌رحم می‌شود.

HPV های پرخطر که HPV های انکوژنیک نیز نامیده می‌شوند احتمال بالایی برای ایجاد سرطان‌های-رحم دارند و شامل تایپ‌های ۱۶، ۱۸، ۳۱، ۳۳، ۳۵، ۳۹، ۴۵، ۵۱، ۵۲، ۵۶، ۵۸، ۵۹، ۶۷ و ۶۸ است. برخی از HPV های با فراوانی کمتر نیز وجود دارند که احتمالاً برای انسان سرطان‌زا هستند (شامل ۲۶، ۵۳، ۶۶، ۷۰، ۷۳ و ۸۲) و در گروه HPV های پرخطر یا احتمالاً در معرض خطر طبقه‌بندی می‌شوند. HPV های کم‌خطر مانند ۶، ۱۱، ۴۰، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۵۴، ۶۱، ۶۲، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۴ و ۹۱ می‌توانند باعث ایجاد زگیل تناسلی و تغییرات درجه پایین در سلول‌ها شوند، اما به ندرت باعث سرطان می‌شوند. تقریباً ۹۹٫۷ درصد از سرطان‌های دهانه‌رحم ناشی از عفونت HPV پرخطر است.

عفونت HR HPV می‌تواند تغییرات سیتولوژیکی و بافت‌شناسی را ایجاد کند که با غربالگری پاپ (Pap Screening)، کولپوسکوپی (Colposcopy) یا بیوپسی (Biopsy) قابل تشخیص است. با این وجود، زنانی که آزمایش پاپ‌اسمیر منفی یا HR HPV DNA منفی را داشته‌اند، باز هم احتمال بالایی در ابتلا به ضایعات پیش‌سرطانی دهانه‌رحم دارند.

| Title | 24 Tests |
|------------------|-----------------|
| | Volume per Vial |
| HR- HPVMaster A1 | 350 µl/tube × 1 |
| HR- HPVMaster A2 | 350 µl/tube × 1 |
| HR- HPVMaster A3 | 350 µl/tube × 1 |
| HR- HPVMaster A4 | 350 µl/tube × 1 |
| LR- HPVMaster A5 | 350 µl/tube × 1 |
| HPVMaster B | 100 µl |
| Positive Control | 100 µl |

نگهداری انتقال کیت

- ✓ کلیه محتویات این کیت باید در دمای ۲۰- درجه سانتی گراد و در تاریکی نگهداری گردد، همچنین به منظور انتقال و جابه‌جایی کیت از یونولیت با درب و یخ خشک استفاده نمایید.
- ✓ نگهداری کیت در دمای ۴ درجه سانتی گراد هیچ‌گاه نباید بیشتر از یک ساعت شود.
- ✓ این کیت نیاز به حمل بر روی بسته‌های یخ‌زده (Frozen Ice Pack) را دارد.
- ✓ همه مواد موجود در کیت تا تاریخ انقضا، همان‌طور که روی برچسب بسته‌بندی محصول مشخص شده است، در شرایط مشخص شده پایدار هستند.
- ✓ از چرخه‌های متعدد ذوب و انجماد (Freeze-Thaw) خودداری کنید زیرا سبب کاهش حساسیت و در نتیجه عدم کارایی کیت می‌شود.
- ✓ از قراردادن مستقیم اجزای کیت در معرض نور، گرما یا رطوبت خودداری کنید.
- ✓ معرف‌ها را قبل از استفاده در دمای اتاق (۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد) ذوب کنید. پس از ذوب شدن مواد موجود در کیت، لوله‌ها را به طور مختصر سانتریفیوژ کنید تا مطمئن شوید که مواد موجود در کیت به طور یکنواخت مخلوط شده‌اند.

مواد و تجهیزات مورد نیاز که باید توسط کاربر تدارک دیده شود؛

۱. کیت استخراج DNA
۲. سمپلر قابل تنظیم در اندازه‌هاش مختلف و نوک سمپلر فیلتردار
۳. سانتریفوژ رومیزی
۴. بلوک خنک کننده
۵. وایتکس ۱۰ درصد
۶. گان و دستکش
۷. دستگاه Rotor-Gene , MIC, Azur با ۴ کانال فلوروسنت رنگ Green و Yellow و Orange و Red و یا انتخاب فلورفورهای FAM و HEX و Texas Red (ROX) و CY5
۸. نرم افزار Rotor-Gene Q نسخه ۱,۷,۹۴، نرم افزار Rotor-Gene 6000 نسخه ۱,۷,۶۵، ۱,۷,۸۷، ۱,۷,۹۴ و نرم افزار Rotor-Gene 3000 نسخه ۶,۰,۲۳ و یا بالاتر.
۹. استریپ و کپ ۰,۱ ml برای استفاده در روتور ۷۲ چاهکی و یا لوله‌های PCR 0.2 ml برای روتورهای ۳۶ چاهکی

نکات احتیاط عمومی

۱. لطفاً دستورالعمل را با دقت بخوانید و قبل از استفاده محصول با تمام اجزای کیت آشنا شوید و درحین کار دستورالعمل را دقیقاً دنبال کنید.
- ✓ لطفاً قبل از استفاده، ابزارهای Real-Time PCR سازگار را بررسی کنید و فرآیند را با آن‌ها جلو ببرید.
- ✓ از کیت یا اجزای کیت پس از تاریخ انقضا استفاده نکنید.
- ✓ در کیت آزمایش از ماده دیگری استفاده نکنید.
۲. از سرسمپلرهای فیلتردار و RNase & DNase free استفاده نمایید.
۳. نگهداری و تخلیص مواد مثبت برای HPV نمونه‌های گرفته شده از مریض، کنترل‌ها و محصولات حاصل از PCR باید در محلی کاملاً جدا از محل نگهداری و آماده‌سازی MasterMix صورت پذیرد.
۴. همه مواد مورد نیاز کیت قبل از شروع کار باید به طور کامل در دمای اتاق ذوب شود.
۵. بعد از ذوب شدن، کلیه مواد (به ویژه استانداردهای کیت) را به خوبی پیتاژ نمایید و به‌طور مختصر اسپین کنید. این امر برای جلوگیری از کاهش عملکرد کیت در طی زمان به‌طور کامل توصیه می‌شود.

۶. تمام مراحل مربوط به تهیه Master Mix باید بر روی یخ یا جعبه‌های سرد (Cooling Box) انجام شود. استوک اصلی مربوط به Master Mix بعد از برداشتن مقدار مورد نیاز از آن باید به سرعت به فریزر منتقل شود.
۷. هنگام کار با مواد شیمیایی، همیشه روپوش مناسب آزمایشگاهی، دستکش یکبار مصرف، و عینک های محافظ داشته باشید.
۸. کیت حاوی کنترل مثبت است. برای جلوگیری از آلودگی که ممکن است باعث ایجاد مثبت کاذب شود، کنترل مثبت را از سایر مواد موجود در کیت کاملاً جدا کنید.
۹. PCR بسیار حساس به آلودگی متقابل است، پس فرآیند کار را با دقت انجام دهید.
۱۰. هنگام کار با نمونه‌ها و مواد موجود در کیت، برای جلوگیری از آلودگی، دستکش‌ها باید مرتباً تعویض شوند.
۱۱. از تیپ های جداگانه و اختصاصی استفاده کنید. هنگام کار با نمونه‌ها و مواد موجود در کیت از میکروتیپ‌های فیلتر دار برای جلوگیری از ورود آلودگی DNA استفاده کنید.
۱۲. لطفاً لوله‌های PCR را با دو دستکش یکبارمصرف بسته‌بندی کرده و به درستی دور بیندازید. لوله‌های PCR را پس از امپلیفای باز نکنید.
۱۳. از مواد یکبار مصرف، بیش از یک بار استفاده نکنید.
۱۴. مواد موجود در کیت که بلا استفاده هستند، کیت استفاده شده و زباله‌ها باید به درستی دور انداخته شوند.
۱۵. پس از آزمایش، محل کار را پاک کنید، پیت‌ها و تجهیزات را با اتانول ۷۵٪ و وایتکس ۱۰٪ اسپری کنید.

هشدارها و محدودیت‌ها

۱. تمامی مراحل آزمایش باید بر اساس اصول GLP^۱ توسط پرسنل آموزش دیده دارای پوشش حرفه ای و محافظ (PPE)^۲ انجام شود. آزمایش‌های بالینی بر نمونه‌های عفونی باید در هود کلاس دو (Class II Biological Safety Cabinet) در محیط BSL-2 انجام شود. دستورالعمل زیر را مطالعه فرمایید :

Interim Laboratory Biosafety Guideline For Handling and Processing Specimen Associated

^۱ Good Laboratory Practice

^۲ Personal Protective Equipment

۲. پیشنهاد می شود هود و یا استیشن مورد استفاده قبل و بعد از کار با وایتکس ۱۰ درصد تمیز شود و همین طور بعد از کار لامپ UV زده شود.
۳. پیشنهاد می شود محل استخراج DNA، آماده سازی مخلوط واکنش از فضای آماده کردن، اضافه کردن نمونه و نمونه استاندارد جدا باشند زیرا ممکن است نتایج مثبت کاذب به وجود آید.
۴. پس از آماده سازی مخلوط واکنش، آن را در تاریکی نگهداری نمایید.

کنترل ها

۱. نمونه بیمار: از محتویات اسید نوکلئیک حاصل از استخراج DNA استفاده شود.
۲. کنترل منفی (NTC): همواره یک نمونه کنترل منفی حاوی آب بجای نمونه استفاده شود.
۳. کنترل مثبت (PTC): از کنترل مثبت کیت به جای نمونه در یک واکنش استفاده شود.

نمونه گیری و نگهداری

۱. برای تشخیص ویروس می توان از سواب دهانه رحم (Cervical)، آلت تناسلی (Penis) و واژن (Vagina) استفاده کرد.
۲. نمونه مناسب می تواند پاپ اسمیر یا هر نمونه مشابهی باشد که حاوی میزان کافی از سلول های مخاطی دهانه یا گردن رحم است.

نگهداری نمونه های گرفته شده

برای نگهداری کوتاه مدت، نمونه را می توان کمتر از ۸ ساعت در یخچال با محدوده دمایی ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد قرار داد و برای نگهداری طولانی مدت، نمونه را در دمای ۲۰- درجه سانتی گراد نگهداری کنید.

تاریخ انقضای کیت

تاریخ انقضای کیت بر روی جعبه محصول درج شده است.

کنترل داخلی (Internal Control)

در این کیت کنترل داخلی نیز وجود دارد که به کاربر این امکان را می دهد که فرآیند تخلیص و احتمال وجود مواد مهارکننده PCR را نیز بررسی کند.

عوامل تداخلی

EDTA (0.5M), HCl (1N), دانه‌های سیلیس (μI), خون (μII), اوره (۴۰ گرم در ۱۰۰ میلی لیتر) و بافر لیز عملکرد آزمایش را مهار می‌کنند. وجود مهارکننده در واکنش با وجود حضور ژن کنترل داخلی (β -گلوبین) قابل ردیابی است.

خالص‌سازی نوکلئیک اسید

جداسازی اسیدنوکلئیک باید توسط کیت‌های جداسازی موجود در بازار مطابق پروتکل‌های جداسازی مواد بالینی خاص انجام شود.

مواد نمونه باید از سلول‌های نمونه‌برداری شده از دهانه و ترشح دستگاه ادراری تناسلی استخراج شده باشد. کیت استخراج DNA در این کیت گنجانده نشده است.

(۱) برای نمونه‌های رحم، از وسیله مخصوص برای تراشیدن سلول‌های ضایعات دهانه استفاده کنید، نمونه حاصله را داخل ویال جمع‌آوری نمونه استریل قرار دهید.

(۲) نمونه‌های ترشح مجاری ادراری تناسلی، شامل مجرای ادراری مردان، دستگاه تناسلی زنان و ترشح مجرای ادراری است.

(۳) نمونه‌ها باید با کیسه یخ در دمای زیر صفر درجه سانتی‌گراد منتقل شده و استخراج شوند تا بلافاصله در تست استفاده شوند. اگر DNA استخراج شده بلافاصله مورد استفاده قرار نگیرد، باید در دمای -20 درجه سانتی‌گراد ذخیره شود.

آماده‌سازی

۱. ابتدا لوله‌ها را روی رک یخ بگذارید تا محتویات آن‌ها ذوب شوند و محتویات لوله‌ها را به آرامی پیمپتاژ و یا ورتکس کنید و به‌طور مختصر سانتریفیوژ کنید.

۲. مقدار ۱۴ میکرولیتر HPV Master A را به لوله‌های PCR اضافه کنید.

۳. مقدار ۱ میکرولیتر HPV Master B را به لوله‌های PCR اضافه کنید (در تعویض سر سمپلر در

اضافه کردن HPV Master B به HPV Master A مختلف، توجه فرمایید!).

۴. پس از آماده‌سازی محلول‌ها و انتقال آن به تیوب‌های واکنش، ابتدا نمونه کنترل منفی (NTC) را آماده کنید. برای این کار، ۵ میکرولیتر از آب بدون نوکلئاز را به تیوب کنترل منفی اضافه نمایید و درب آن را ببندید. سپس لوله‌ها را به منطقه کار با اسیدنوکلئیک انتقال دهید، ۵ میکرولیتر از کنترل مثبت و ۵ میکرولیتر از نمونه‌های بیمار را به تیوب‌های مربوطه اضافه نمایید. در حین تهیه PCR لازم است همه اجزا در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری شوند (جدول شماره ۱).

| Reaction Setup | Volume |
|------------------------------------|--------|
| HPV Master A- 1or 2 or 3 or 4 or 5 | 14 µl |
| HPV Master B | 1 µl |
| Sample or Control | 5 µl |
| Final Volume | 20 µl |

جدول ۱. آماده سازی واکنش

۵. لوله‌ها را ببندید، مختصراً سانتریفیوژ کنید، آنها را داخل دستگاه قرار دهید و اجازه دهید مطابق مشخصات برنامه قید شده در جدول شماره ۲ تکثیر شوند. هنگام استفاده از کنترل مثبت یا مواد بالینی بسیار مراقب باشید.

✓ نکته در هر بار انجام تست یک لوله به‌عنوان No Template Control باید گذاشته شود. در NTC به‌جای نمونه استخراج شده از آب استفاده می‌شود که برای کنترل آلودگی واکنش کاربرد دارد.

✓ بهتر است از فضاهای جداگانه برای اضافه‌کردن مستر واکنش و نمونه‌های بیمار استفاده کرد و همچنین در نظر داشته باشید که در ویال کنترل مثبت را تنها در محل آماده‌سازی نمونه و فضای آلوده باز نمایید.

برنامه ریزی دمایی

دستورالعمل برای دستگاه‌های MIC و Rotor-Gene توصیف شده است. دیگر دستگاه‌های-Real Time PCR دارای کانال‌های Red، Orange، Green و Yellow نیز مناسب برای استفاده از این‌کیت هستند. پس از تنظیم‌کردن دستگاه مطابق برنامه زیر، واکنش را راه‌اندازی کنید. برای آگاهی از نحوه تعریف کانال در دستگاه به کاتالوگ دستگاه مراجعه کنید.

| | Temperature | Hold | Cycle |
|---|-------------|--------|-------|
| Pre-Denaturation | 95 °C | 10 min | 1 |
| Denaturation | 95 °C | 10 sec | 40 |
| Annealing and Acquisition on Channel Green, Orange, Red and Yellow | 55°C | 20 sec | |
| Extension | 72°C | 20 sec | |


جدول ۲: برنامه دمایی دستگاه

علاوه بر تعریف دمایی دستگاه که در قسمت بالا آمده است دستگاه باید برای طیف سنجش فلورسنت رنگ‌های FAM، Texas Red، HEX و CY5 نیز تنظیم گردد. برای پشتیبانی فنی لطفاً با تلفن‌های شرکت تماس حاصل فرمایید.

تعریف طیف سنجش فلورسنت در دستگاه‌ها


دستگاه Rotor-Gene

بدین منظور در دستگاه Rotor-gene گزینه‌ی Gain Optimization را انتخاب کنید (شکل ۱).




شکل ۱: تنظیمات دستگاه برای Gain Optimization

در این صفحه با انتخاب گزینه‌ی Optimise Acquiring برای هر ۴ کانال سبز، زرد، نارنجی و قرمز، بازه‌ی Target sample range از ۵ تا ۱۰ (حالت پیش فرض دستگاه) انتخاب شود (شکل ۲).




شکل ۲: تنظیمات دستگاه برای Auto Gain Optimization

توجه نمایید Gain دستگاه باید بر مبنای تیوب شامل HPV Mix 1 انجام شود، بنابراین عدد نوشته شده در کادر Tube Position باید صحیح نوشته شده باشد (شکل ۳).



شکل ۳: تنظیمات دستگاه برای Auto Gain Optimization


پس از انتخاب بازه مناسب برای هر کانال، گزینه **Perform Optimization Before 1st Acquisition** را انتخاب کرده، و پنجره را ببندید (شکل ۴).



شکل ۴: تنظیمات دستگاه برای Auto Gain Optimization


دستگاه MIC

بدین منظور در دستگاه MIC با انتخاب گزینه‌ی Run Profile پروفایل دمایی کیت را وارد کرده و در بخش cycling سنجش فلورسنت را در هر ۴ کانال فعال کنید (شکل ۵).



شکل ۵: تنظیمات دستگاه MIC

از آنجایی که Gain دستگاه باید بر مبنای تیوب شامل HPV Mix1 انجام شود، با بازکردن پنجره‌ی تنظیمات Gain برای کانال‌های مختلف، در کادر مربوط به تیوب Gain، گزینه All tube را از حالت پیش فرض به تیوب مورد نظر تغییر دهید (شکل ۶).



شکل ۶: تنظیمات دستگاه MIC

آنالیز نتایج

۱. آنالیز نتایج توسط نرم افزار مربوطه و بر اساس دستورالعمل دستگاه انجام شود. در ۴ کانال رنگی Green و Yellow و Orange و Red و یا فلورفورهای FAM و HEX و TEX و CY5 آستانه را در بازه‌ی مناسب قرار دهید. نتایج را به صورت زیر تفسیر کنید:

۱. نمونه زمانی مثبت می‌شود که دارای دو شرط زیر باشد.

✓ دارای منحنی سیگموئیدی و فاز لگاریتمی باشد.

✓ Ct برای ژنوتیپ های ۱۶ کمتر از ۴۰ و Ct، برای سایر ژنوتیپ ها کمتر از 35 باشد.

✓ نمونه در میکس ۱ در کانال نارنجی که کنترل داخلی (IC) است، مثبت باشد و CT حدود ۲۰ تا ۳۰ داشته باشد.

جدول تفسیر نتایج

| | Green | Yellow | Orange | Red | Result |
|-------|-------|--------|--------|-----|------------------------|
| Mix 1 | + | - | - | - | Pos: HPV16 |
| | - | + | - | - | Pos: HPV6 or 11 |
| | - | - | IC | - | Beta-globin(IC) |
| | - | - | - | + | Pos: HPV18 |
| Mix 2 | - | + | - | - | Pos: HPV31 or 35 |
| | + | - | - | - | Pos: HPV33 |
| | - | - | + | - | Pos: HPV39 |
| | - | - | - | + | Pos: HPV45 |
| Mix 3 | + | - | - | - | Pos: HPV51 |
| | - | + | - | - | Pos: HPV52 |
| | - | - | + | - | Pos: HPV56 |
| | - | - | - | + | Pos: HPV58 |
| Mix 4 | + | - | - | - | Pos: HPV59 |
| | - | + | - | - | Pos: HPV66 |
| | - | - | + | - | Pos: HPV67 |
| | - | - | - | + | Pos: HPV68 |
| Mix 5 | + | - | - | - | Pos: HPV54 or70 or 71 |
| | - | + | - | - | Pos: HPV44 or 74 or 42 |
| | - | - | + | - | Pos: HPV61 or 72 or 62 |
| | - | - | - | + | Pos: HPV40 or 43 or 91 |

جدول ۳: تفسیر نتایج


نکات آنالیز نتایج در دستگاه‌های مختلف

دستگاه Rotor-Gene

آنالیز اطلاعات در دستگاه Rotor-gene 6000 و Rotor-gene 3000 باید توسط نرم‌افزار دستگاه و بر اساس دستورالعمل دستگاه صورت گیرد.

۱. از منوی Analysis, Quantitation, را انتخاب کرده و روی یک‌رنگ، به طور مثال Green, دوبار کلیک کنید.

۲. در صورت وجود نویز با کلیک بر گزینه ی Outlier Removal، ترشلد NTC را بر ۵٪ تنظیم کرده و ترشلد افیشنی واکنش را به شکل زیر فعال کنید (شکل شماره ۴).



شکل ۷. تنظیمات دستگاه

۳. در کانال Green, Orange, Yellow و Red آستانه را بر ۰,۰۲ تنظیم نمایید.

دستگاه MIC PCR

آنالیز اطلاعات در دستگاه Magnetic Induction Cycler (Mic) PCR توسط نرم افزار دستگاه و بر اساس دستورالعمل دستگاه صورت گیرد.


۱. از منوی Analysis روی یک رنگ، به طور مثال Non-Assay Green، کلیک کنید.
۲. در بخش Parameters به طور پیش فرض حالت Extensive برای Exclusion انتخاب شده است؛ و بخش Fluorescence Cutoff Level بر ۵٪ تنظیم شده است. در غیر این صورت، این تنظیمات را وارد کنید (شکل ۸):
۳. انتخاب Threshold را به صورت اتوماتیک با فعال کردن گزینهی Auto Set Threshold انجام دهید.

| Parameters | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Target: | Non-Assay Green |
| Source Data: | Cycling Green |
| Method: | Dynamic |
| Ignore Cycles Before: | 0 |
| Threshold Start: | 1.00 |
| Auto Set Threshold: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Exclusion: | Extensive |
| Fluorescence Cutoff Level: | 5.0% |

شکل ۸. تنظیمات دستگاه

۴. مراحل بالا را برای کانال های دیگر Orange، Yellow و Red تکرار کنید.

۵. در صورت وجود نویز ابتدایی در بخش Data (شامل داده‌های خام) کانال Orange به شکل زیر، در بخش Parameters با قرار دادن عدد ۵ در کادر مقابل Ignore Cycles Before، ۵ سیکل ابتدایی را نادیده بگیریدید (شکل ۹).



شکل ۹. تنظیمات دستگاه

ارزیابی آنالیتیکال

حساسیت آنالیتیکال

باتوجه به نتایج حاصله، حدپایین تشخیصی برای این کیت در تایپ‌های مختلف به شرح زیر است (جدول ۴):

| Target | LoD |
|--------------|--------------------|
| HPV 16 | 10 copies per PCR |
| HPV 6 | 5 copies per PCR |
| HPV 11 | 5 copies per PCR |
| HPV 18 | 10 copies per PCR |
| HPV 31 | 50 copies per PCR |
| HPV 33 | 250 copies per PCR |
| HPV 35 | 50 copies per PCR |
| HPV 39 | 25 copies per PCR |
| HPV 45 | 50 copies per PCR |
| HPV 51 | 50 copies per PCR |
| HPV 52 | 50 copies per PCR |
| HPV 56 | 25 copies per PCR |
| HPV 58 | 25 copies per PCR |
| HPV 59 | 50 copies per PCR |
| HPV 66 | 25 copies per PCR |
| HPV 68 | 500 copies per PCR |
| HPV 54-70-71 | 250 copies per PCR |
| HPV 44,74-42 | 250 copies per PCR |
| HPV 61,72-62 | 400 copies per PCR |
| HPV 40,43,91 | 300 copies per PCR |

جدول ۴. ارزیابی حساسیت آنالیتیکال

اختصاصیت آنالیتیکال

به جهت بررسی اختصاصیت پرایمرها و پروب‌های کیت HPV، احتمال شناسایی غیراختصاصی دیگر با عوامل عفونی بررسی گردید و نتایج بیوانفورماتیک اختصاصیت ۱۰۰٪ پرایمرها و پروبها را تایید نمودند. همچنین، این کیت با DNA عوامل دیگر که عمدتاً از دستگاه ادراری تناسلی جدا شده و بعضی نیز سبب بیماری می‌شوند بررسی گردید و نتایج عدم وجود واکنش متقاطع را نشان داد (جدول ۵).

| | | |
|-----------|--------------------------------------|------------------------|
| Bacterium | chlamydia trachomatis | ureaplasma urealyticum |
| | Streptococcus hemolytis-β | Enterococcus faecalis |
| | Clostridium sporogenes | syphilis |
| | mycoplasma hominis | Bacillus pumilus |
| | Serratia marcescens subsp marcescens | neisseria gonorrhoeae |
| | Salmonella enterica subsp enterica | Pseudomonas aeruginosa |
| | Staphylococcus aureus subsp.aureus | Micrococcus luteus |
| | Escherichia coli | |
| Virus | herpes simplex virus | |
| Fungus | Candida albicans | monilia albican |
| Protozoan | trichomonas vaginalis | |

جدول ۵: ارزیابی اختصاصیت آنالیتیکال

ارزیابی کلینیکال

حساسیت و اختصاصیت کلینیکال

برای تعیین حساسیت و اختصاصیت کلینیکال از ۲۰۰ نمونه مثبت و ۲۰۰ نمونه منفی استفاده شد. نتایج تستهای انجام شده در جدول ۶ نشان داده شده است:









| Target | Sensitivity | Specificity |
|--------------------|-------------|-------------|
| HPV16 | 96% | 100% |
| HPV6 or 11 | 97% | 100% |
| HPV18 | 94.5% | 100% |
| HPV31 or 35 | 92% | 98% |
| HPV33 | 93% | 98% |
| HPV39 | 98% | 92% |
| HPV45 | 90% | 97% |
| HPV51 | 90% | 96% |
| HPV52 | 93% | 98% |
| HPV56 | 90% | 96% |
| HPV58 | 93% | 98% |
| HPV59 | 90% | 97% |
| HPV66 | 90% | 96% |
| HPV67 | 93% | 98% |
| HPV68 | 91% | 98% |
| HPV54 or 70 or 71 | 91% | 94% |
| HPV 44 or 74 or 42 | 90% | 94% |
| HPV61or72 or 62 | 90% | 96% |
| HPV40 or 43or 91 | 93% | 93% |

جدول ۶: نتایج حساسیت و اختصاصیت کلینیکی

پشتیبانی فنی

برای پشتیبانی فنی لطفا با تلفن های شرکت تماس حاصل فرمایید .

نشانه‌ها

| | | |
|---|---------------------------------|--------------------|
|  | Research Use Only | برای مصارف پژوهشی |
|  | Catalog Number | کد کالا |
|  | Batch Number | شماره بچ تولید شده |
|  | Temprature Limitation | محدودیت دمایی |
|  | Conculst Instructon For Use | مطالعه دستورالعمل |
|  | Content sufficient for <n> tets | تعداد تست |
|  | Use by | تاریخ انقضا |
|  | Manufacturer | آدرس |

اطلاعات تماس

شرکت فناوری بن یاخته - گروه سین مورو

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان فرهنگ، بلوار ۲۴ متری سعادت آباد، خیابان

حیدرنیا (دوم شرقی)، پلاک ۹، شرکت فناوری بن یاخته

کد پستی: ۱۹۹۷۷۷۵۵۵۵ : تلفن: ۲۲۰۸۲۱۲۰ پشتیبان فنی: ۰۹۳۰۱۸۲۱۶۰۱

تلفن های تماس: ۰۲۱۲۲۰۸۲۱۲۰

Web Site: www.Senmurv.co

Email: info@senmurv.ir