



**کیت شناسایی و سنجش کیفی**

**ویروس NDV با روش Real-Time PCR**

**دفترچه راهنما**

**Doc. : Version: Revision Date:**

شماره رفرانس.....	2
شرح کیت.....	3
اصول.....	3
اطلاعات پاتوزن.....	3
محتویات کیت.....	4
نگهداری و انتقال کیت.....	4
نکات احتیاط عمومی.....	5
هazardها و محدودیت.....	6
عوامل تداخلی.....	7
آماده‌سازی.....	7
اضافه کردن الگو.....	8
برنامه ریزی دمایی.....	9
تعریف طیف سنجش فلورسنت در دستگاه‌های مختلف:	9
آنالیز نتایج.....	11
جدول تفسیر نتایج.....	11
نشانه‌ها.....	12
اطلاعات تماس.....	12

- BONNDV-50
- BONNDV-100

## شرح کیت

این کیت بر اساس واکنش زنجیره‌ای پلیمرز (PCR) به صورت Real-Time ساخته شده است. این محصول برای تشخیص در شرایط آزمایشگاهی تهیه شده و برای تشخیص سویه‌های حاد بیماری نیوکاسل پرندگان نتایج تشخیصی به دست آمده توسط این محصول باید همراه با سایر داده‌های بالینی یا آزمایشگاهی تفسیر شوند.

## اصول

تشخیص پاتوژن توسط واکنش زنجیره‌ای پلیمرز (PCR) بر اساس تکثیر مناطق خاص ژنوم ویروس می‌باشد. در واکنش Real-Time PCR محصول تکثیر شده از طریق فلوروسنت شناسایی می‌شوند. مشاهده شدت فلوروسنت در حین واکنش PCR (به صورت Real-Time) تشخیص محصولات در حال تکثیر را بدون نیاز به بازکردن مجدد لوله‌های واکنش پس از اجرای PCR ممکن می‌سازد.

## اطلاعات پاتوژن

بیماری نیوکاسل یک بیماری ویروسی مسری در پرندگان است که بسیاری از گونه‌های خانگی و وحشی پرندگان را درگیر می‌کند. علائم عفونت با NDV بسته به عواملی مانند سویه ویروس و وضعیت ایمنی، سن و گونه‌های میزبان بسیار متفاوت است. دوره کمون برای این بیماری بین دو تا 15 روز است.

عامل بیماری نیوکاسل (ND) یک ویروس RNA تک رشته از خانواده Paramyxoviridae در جنس Avulavirus است. ده سروتیپ دارد که از APMV-I تا APMV-10 معین شده و ویروس NDV به عنوان APMV-1 تعیین شده است. بسیاری از گونه‌های پرندگان خانگی و وحشی بسیار مستعد ابتلا به بیماری هستند. کیت حاضر قادر است انواع حاد بیماریزای خطرناک این ویروس را شناسایی کند.

میزان بیماری و مرگ و میر در گونه‌های مختلف پرندگان، از طریق سویه‌های مختلف ویروس متفاوت است. انسان نیز ممکن است آلوده شود. که با قرمز شدن، ورم زیاد، ادم پلک و التهاب و گاهی خونریزی ملتحمه چشم و علائم شبیه آنفلوآنزا تظاهر می‌کند اما خطرناک نیست.

Title	100Tests	50 Tests
	Volume per Vial	Volume per Vial
4x Reaction Buffer	500 $\mu\text{l}/\text{tube} \times 1$	250 $\mu\text{l}/\text{tube} \times 1$
20x RTase	100 $\mu\text{l}/\text{tube} \times 1$	50 $\mu\text{l}/\text{tube} \times 1$
NDV-Primer/Probe	100 $\mu\text{l}/\text{tube} \times 1$	50 $\mu\text{l}/\text{tube} \times 1$
Nuclease Free Water	1 ml/tube $\times 1$	1 ml/tube $\times 1$
Positive Control	200 $\mu\text{l}/\text{tube} \times 1$	100 $\mu\text{l}/\text{tube} \times 1$

## نگهداری و انتقال کیت

- ✓ کلیه محتویات این کیت باید در دمای  $-20^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد و در تاریکی نگهداری گردد، همچنین به منظور انتقال و جابه‌جایی کیت از یونولیت با درب و یخ خشک استفاده نمایید.
- ✓ نگهداری کیت در دمای  $4^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد هیچ‌گاه نباید بیشتر از یک ساعت شود.
- ✓ این کیت نیاز به حمل بر روی بسته‌های یخ‌زده (Frozen Ice Pack) را دارد.
- ✓ همه مواد موجود در کیت تا تاریخ انقضاء، همان‌طور که روی برچسب بسته‌بندی محصول مشخص شده است، در شرایط مشخص شده پایدار هستند.
- ✓ از چرخه‌های متعدد ذوب و انجماد (Freeze-Thaw) خودداری کنید زیرا سبب کاهش حساسیت و در نتیجه عدم کارایی کیت می‌شود.
- ✓ از قراردادن مستقیم اجزای کیت در معرض نور، گرما یا رطوبت خودداری کنید.
- ✓ معرف‌ها را قبل از استفاده در دمای اتاق ( $15$  تا  $25$  درجه سانتی‌گراد) ذوب کنید. پس از ذوب شدن مواد موجود در کیت، لوله‌ها را به طور مختصر سانتریفیوژ کنید تا مطمئن شوید که مواد موجود در کیت به طور یکنواخت مخلوط شده‌اند.

مواد و تجهیزات مورد نیاز که باید توسط کاربر تدارک دیده شود:

1. کیت استخراج RNA

2. سمپلر قابل تنظیم در اندازه‌های مختلف و نوک سمپلر فیلتردار

3. سانتریفوژ رومیزی
4. بلوک خنک کننده
5. وایتکس 10 درصد
6. گان و دستکش
7. دستگاه با قابلیت خوانش در کانال‌های فلوروسنت مخصوص Cycling Green
8. نرم‌افزار دستگاه مورد استفاده
9. استریپ و کپ مناسب دستگاه مورد استفاده

#### نکات احتیاط عمومی

1. لطفاً دستورالعمل را با دقت بخوانید و قبل از استفاده محصول با تمام اجزای کیت آشنا شوید و درحین کار دستورالعمل را دقیقاً دنبال کنید.
- ✓ لطفاً قبل از استفاده، ابزارهای Real-Time PCR سازگار را بررسی کنید و فرآیند را با آن‌ها جلو ببرید.
- ✓ از کیت یا اجزای کیت پس از تاریخ انقضا استفاده نکنید.
- ✓ در کیت آزمایش از ماده دیگری استفاده نکنید.
2. استفاده از سرسپلرهای فیلتردار و RNase & DNase free
3. نگهداری و تخلیص نمونه‌های گرفته شده، کنترل‌ها و محصولات حاصل از PCR باید در محلی کاملاً جدا از محل نگهداری و آماده‌سازی مسترمیکس صورت پذیرد.
4. همه مواد مورد نیاز کیت قبل از شروع کار باید به طور کامل در دمای اتاق ذوب شود.
5. بعد از ذوب شدن، کلیه مواد را به خوبی پیپتاژ نمایید و به‌طور مختصر اسپین کنید. این امر برای جلوگیری از کاهش عملکرد کیت در طی زمان به‌طور کامل توصیه می‌شود.
6. تمام مراحل مربوط به تهیه مسترمیکس باید بر روی یخ یا جعبه‌های سرد (Cooling Box) انجام شود. استوک اصلی مربوط به مسترمیکس بعد از برداشتن مقدار مورد نیاز از آن باید به سرعت به فریزر منتقل شود.
7. هنگام کار با مواد شیمیایی، روپوش مناسب آزمایشگاهی، دستکش یکبار مصرف، و عینک‌های محافظ داشته باشید.
8. کیت حاوی کنترل مثبت است. برای جلوگیری از آلودگی که ممکن است باعث ایجاد مثبت کاذب شود، کنترل مثبت را از سایر مواد موجود در کیت کاملاً جدا کنید.

9. PCR بسیار حساس به آلودگی متقابل است، پس فرآیند کار را با دقت انجام دهید.
10. هنگام کار با نمونه‌ها و مواد موجود در کیت، برای جلوگیری از آلودگی، دستکش‌ها باید مرتباً تعویض شوند.
11. از تیپ‌های جداگانه و اختصاصی استفاده کنید. هنگام کار با نمونه‌ها و مواد موجود در کیت از میکروتیپ‌های فیلتردار برای جلوگیری از ورود آلودگی RNA و DNA استفاده کنید.
12. لطفاً لوله‌های PCR را با دو دستکش یکبارمصرف بسته‌بندی کرده و به‌درستی دور بیندازید. لوله‌های PCR پس از امپلیفای را باز نکنید.
13. از استفاده ی مجدد مواد یکبار مصرف بپرهیزید.
14. مواد موجود در کیت که بلا استفاده شدند، کیت استفاده شده و زباله‌ها باید به درستی دور انداخته شوند.
15. پس از آزمایش، محل کار را پاک کنید، پیت‌ها و تجهیزات را با اسپری اتانول 75٪ و وایتکس 10٪ تمیز کنید.

#### هشدارها و محدودیت‌ها

1. تمامی مراحل آزمایش باید بر اساس اصول GLP<sup>1</sup> توسط پرسنل آموزش دیده دارای پوشش حرفه ای و محافظ (PPE)<sup>2</sup> انجام شود. آزمایش‌های بالینی بر نمونه‌های عفونی باید در هود کلاس دو (Class II Biological Safety Cabinet) در محیط BSL-2 انجام شود. (استفاده از دستورالعمل: Interim Laboratory Biosafety Guideline For Handling and Processing Specimen Associated)
2. پیشنهاد می‌شود هود و یا استیشن مورد استفاده قبل و بعد از کار با وایتکس 10 درصد تمیز شود و همینطور بعد از کار لامپ UV زده شود.
3. پیشنهاد می‌شود محل استخراج RNA، آماده‌سازی مخلوط واکنش از فضای آماده‌سازی و اضافه کردن نمونه و نمونه کنترل مثبت جدا باشند زیرا ممکن است نتایج مثبت کاذب به وجود آید.
4. پس از آماده‌سازی مخلوط واکنش، آن را در تاریکی نگهداری نمایید.

---

<sup>1</sup> Good Laboratory Practice

<sup>2</sup> Personal Protective Equipment

## کنترل‌ها

1. نمونه بیمار: از محتویات اسید نوکلئیک حاصل از استخراج RNA استفاده شود.
2. کنترل منفی (NTC): همواره یک نمونه کنترل منفی حاوی آب بجای نمونه استفاده شود.
3. کنترل مثبت (PTC): از کنترل مثبت کیت به جای نمونه در یک واکنش استفاده شود.

## نگهداری نمونه‌های گرفته شده

نمونه می‌تواند کمتر از 8 ساعت در یخچال با محدوده دما از 2 تا 8 درجه سانتی‌گراد و برای نگهداری طولانی مدت آن، باید در دمای 20- درجه سانتی‌گراد منجمد شده و نگهداری شود.

## تاریخ انقضای کیت

تاریخ انقضای کیت بر روی جعبه محصول درج شده است.

## عوامل تداخلی

EDTA (0.5M), HCl (1N), دانه‌های سیلیس (1 $\mu$ l)، خون (1 $\mu$ l)، اوره (40 گرم در 100 میلی‌لیتر) و بافر لیز عملکرد آزمایش را مهار می‌کنند. وجود مهارکننده در واکنش با ژن کنترل داخلی قابل ردیابی است.

## خالص‌سازی نوکلئیک اسید

جداسازی اسید نوکلئیک باید توسط کیت‌های جداسازی موجود در بازار مطابق پروتکل‌های جداسازی مواد بالینی خاص انجام شود. مواد نمونه باید از سلول‌های نمونه برداری شده از سواب تنفسی نای و کلوآک استخراج شده باشد. کیت استخراج RNA در این کیت گنجانده نشده است.

## آماده‌سازی

1. ابتدا لوله‌ها را روی رک یخ بگذارید تا محتویات آن‌ها ذوب شوند و لوله‌های بافر واکنش، پرایمر پروب و کنترل مثبت را به آرامی ورتکس کنید و به‌طور مختصر سانتریفیوژ کنید.
2. 5 میکرولیتر از Reaction Buffer را به لوله‌های PCR اضافه کنید.
3. به هر لوله به میزان 1 میکرولیتر از 20x RTase و 1 میکرولیتر NDV-Primer/Probe و همچنین 7 میکرولیتر از Nuclease Free Water اضافه کنید.

3. مقدار 6 میکرولیتر از نمونه اسید نوکلئیک جدا شده یا 6 میکرولیتر کنترل مثبت را به لوله‌های PCR جداگانه اضافه کرده و با پیپتینگ مخلوط کنید. در حین تهیه PCR لازم است همه اجزا در دمای 2 تا 8 درجه سانتی‌گراد نگهداری شوند. از مواد بالینی منفی می‌توان به‌عنوان کنترل جداسازی منفی استفاده کرد.

4. لوله‌ها را ببندید، مختصراً سانتریفیوژ کنید، آنها را داخل دستگاه قرار دهید و اجازه دهید مطابق مشخصات برنامه قید شده در این دفترچه تکثیر شوند. هنگام استفاده از کنترل مثبت یا مواد بالینی بسیار مراقب باشید.

5. در این مرحله، بهتر است از فضاهای جداگانه برای اضافه کردن مسטר واکنش و نمونه‌های بیمار استفاده کرد و همچنین در نظر داشته باشید که در ویال کنترل مثبت را تنها در محل آماده‌سازی مسטר واکنش و فضای تمیز باز کنید.

**نکته** در هر بار انجام تست یک لوله به‌عنوان No Template Control (NTC) باید گذاشته شود. در NTC به‌جای نمونه استخراج شده از آب استفاده می‌شود که برای کنترل آلودگی واکنش کاربرد دارد.

بر اساس تعداد واکنش‌ها یا N مقادیر مشخصی از موارد زیر را اندازه‌گیری کرده و مخلوط نمایید.

#### اضافه کردن الگو

پس از آماده‌سازی محلول‌ها و انتقال آن به تیوب‌های واکنش، ابتدا نمونه کنترل منفی (NTC) را آماده کنید. برای این کار، 6 میکرولیتر از آب بدون نوکلئاز را به تیوب کنترل منفی اضافه نمایید. پس از انتقال به منطقه کار با اسیدنوکلئیک، 6 میکرولیتر از کنترل مثبت و 6 میکرولیتر از نمونه‌های بیمار را به تیوب‌های مربوطه اضافه نمایید. سپس تیوب‌ها را در دستگاه ترمال سایکلر قرار داده و نمونه‌ها را نام‌گذاری کنید.

Reaction Setup	Volume
4x Reaction Buffer	5 $\mu$ l
20x RTase	1 $\mu$ l
NDV-Primer/Probe	1 $\mu$ l
Nuclease Free Water	7 $\mu$ l
Sample or Control	6 $\mu$ l
Final volume	20 $\mu$ l



## برنامه ریزی دمایی

دستورالعمل برای دستگاه‌های Real-Time PCR دارای کانال Green توصیف شده است. پس از تنظیم کردن دستگاه مطابق برنامه زیر، واکنش را راه اندازی کنید. در صورت استفاده از دستگاه ABI StepOne گزینه رنگ فرنس داخلی (Passive Refrence) را حذف کنید. برای آگاهی از نحوه تعریف کانال در دستگاه Rotor Gene به کاتالوگ دستگاه مراجعه کنید. مقادیر دمایی هر قسمت در جدول صفحه بعد آورده شده است.


	Temperature	Hold	Cycle
Reverse Transcription	50 °C	20 min	1
Pre-Denaturation	95 °C	3 min	1
Denaturation	95 °C	15 sec	40
Annealing and Acquisition on Channel Green	55°C	45 sec	
Extension	72°C	10 sec	

علاوه بر تعریف دمایی دستگاه که در قسمت بالا آمده است دستگاه باید برای طیف سنجش فلورسنت نیز تنظیم گردد. اندازه گیری تابش فلورسانس باید برای رنگ‌های FAM تنظیم شود.


تعریف طیف سنجش فلورسنت در دستگاه‌های مختلف:


دستگاه Rotor-Gene:

بدین منظور در دستگاه Rotor-gene گزینه ی Gain Optimization را انتخاب کنید.



در این صفحه با انتخاب گزینه‌ی Optimise Acquiring برای کانال سبز بازه ی Target sample از 5 تا 10 (حالت پیش فرض دستگاه) انتخاب شود.





پس از انتخاب بازه‌ی مناسب برای هر کانال، گزینه‌ی **Perform Optimization Before 1st Acquisition** را انتخاب کرده، و پنجره را ببندید.

### آنالیز نتایج

۱. آنالیز نتایج توسط نرم افزار مربوطه و بر اساس دستورالعمل دستگاه انجام شود. در کانال رنگی سبز آستانه را در بازه‌ی مناسب قرار دهید..

بعد از آنالیز باید نتایج را به صورت زیر تفسیر کرد:

1. چنانچه نمونه دارای در کانال سبز دارای منحنی سیگموئیدی و فاز لگاریتمی باشد، مبتلا به سویه حاد بیماریزای خطرناک NDV می باشد.
2. زمانی که منحنی سیگموئیدی نباشد و سیگنالی در کانال سبز دیده نشود، نمونه مبتلا به سویه حاد بیماریزای خطرناک NDV نمی باشد.

### جدول تفسیر نتایج

	Green	Result
NDV Mix	+	NDV positive
	-	NDV negative

نشانه	مفهوم	نشانه	مفهوم
	کنترل مثبت		دور از نور و گرما
	تعداد تست		برای مصارف پژوهشی
	کد کالا		شماره بچ تولید شده
	تاریخ انقضا		محدودیت دمایی
	آدرس		مطالعه دستورالعمل

#### اطلاعات تماس

تهران، سعادت آباد، میدان فرهنگ، بلوار 24 متری سعادت آباد، خیابان حیدر نیا (دوم شرقی)، پلاک 9

تلفن های تماس : 02122082120 داخلی 215



# **NDV PCR Detection Kit**

## **Instruction for Use**



No ۹ , Heidarnia Street, ۲۴ Metri Blv, Farhang Square, Sadat Abad ,Tehran, Iran

**Tel: +982122082120**

**Web Site: [www.Senmurv.co](http://www.Senmurv.co)**

**Email: [info@senmurv.ir](mailto:info@senmurv.ir)**