



دفترچه راهنما

کیت شناسایی و سنجش کیفی

Thrombosis-4plex

با روش

Real-Time PCR

Senmuv Thrombosis PCR kit



Doc. #: IFU-Thrombosis Doc. Version: 01 Revision Date: 01-31-2023

۳	شماره رفانس
۳	شرح کیت
۳	اصول
۳	مقدمه
۵	محتویات کیت
۵	نگهداری و انتقال کیت
۶	نکات احتیاط عمومی
۷	هشدارها و محدودیت‌ها
۸	نمونه‌گیری و نگهداری
۹	عوامل تداخلی
۹	آماده سازی
۹	اضافه کردن الگو
۱۰	برنامه ریزی دمایی
۱۱	تعریف طیف سنجش فلورسنت در دستگاه‌های مختلف
۱۳	آنالیز نتایج
۱۶	حساسیت و اختصاصیت آنالیتیکال
۱۶	نکات آنالیز نتایج در دستگاه‌های مختلف
۱۷	نشانه‌ها
۱۸	اطلاعات تماس

- BON Thrombophili-24
- BON Thrombophili-96

شرح کیت

این کیت بر اساس واکنش زنجیره‌ای پلیمرز (PCR) به صورت Real-Time ساخته شده است. این محصول برای تشخیص جهش‌های نقطه‌ای C677T و A1298C ژن MTHFR و فاکتور V لیدن و فاکتور II پروترومبین در شرایط آزمایشگاهی تهیه شده و نتایج تشخیصی به دست آمده توسط این محصول باید همراه با سایر داده‌های بالینی یا آزمایشگاهی تفسیر شوند.

اصول

تشخیص آلل سالم و جهش یافته توسط واکنش زنجیره‌ای پلیمرز (PCR) بر اساس تکثیر مناطق خاص ژنوم انسان می‌باشد. در واکنش Real-Time PCR محصول تکثیر شده از طریق فلوروسنت شناسایی می‌شوند. مشاهده شدت فلوروسنت در حین واکنش PCR (به صورت Real-Time) تشخیص محصولات در حال تکثیر را بدون نیاز به بازکردن مجدد لوله‌های واکنش پس از اجرای PCR ممکن می‌سازد. این کیت در قالب یک پلنفرم دو لوله ای مولتی پلکس شامل دو ست پرایمر و پروب طراحی شده است که قادر به تشخیص همزمان افتراقی دو آلل سالم و بیمار برای دو جهش ژن MTHFR (C677T و A1298C) و فاکتور II پروترومبین و فاکتور V لیدن، به ترتیب با فلوروفورهای HEX و FAM و RED و Orange می‌باشد.

مقدمه

ترومبوفیلی (Thrombophilia)، عارضه ای است که به دلیل عدم تعادل در پروتئین‌های لخته کننده خون یا عوامل لخته کننده ایجاد می‌شود و می‌تواند منجر به افزایش ریسک ایجاد ترومبوزهای وریدی شود. اختلالاتی که منجر به ترومبوفیلی می‌شوند در دو دسته ارثی و اکتسابی قرار می‌گیرند. ترومبوفیلی‌های ارثی شامل جهش در ژن MTHFR (شامل جهش C677T، جهش C677T) و فاکتور V لیدن و فاکتور II پروترومبین می‌باشد.

فاکتور V Leiden نام یک جهش ژنی خاص با الگوی اتوزومی غالب ناشی از جهش نقطه ای G1691 در فاکتور V است که منجر به ترومبوفیلی و افزایش تمایل به تشکیل لخته های خون غیر طبیعی می‌شود که می‌تواند رگ های خونی را مسدود کند. افراد مبتلا به ترومبوفیلی فاکتور V لیدن بیشتر از حد متوسط در معرض خطر ابتلا به نوعی لخته خون به نام ترومبوز وریدی عمقی (deep vein thrombosis) (DVT) هستند. ترومبوفیلی

فاکتور V لیدن همچنین خطر جدا شدن لخته ها از محل اصلی خود و حرکت در جریان خون را افزایش می دهد. اگرچه ترومبوفیلی فاکتور V لیدن خطر لخته شدن خون را افزایش می دهد، اما تنها حدود ۱۰ درصد از افراد دارای جهش فاکتور V لیدن لخته های غیر طبیعی ایجاد می کنند. زنان مبتلا به این جهش دو تا سه برابر بیشتر در معرض خطر سقط جنین مکرر در سه ماهه دوم یا سوم هستند.

جهش فاکتور II پروترومبین (G20210A) یک عارضه ارثی است که فرد را در نتیجه افزایش سطوح پروترومبین در گردش، مستعد ایجاد لخته های خونی غیرطبیعی در ورید عمقی (DVT) (deep vein thrombosis) و ریه ها و آمبولی ریوی (PE) (Pulmonary embolism) می نماید. میزان بروز آن در جمعیت عمومی ۱ در ۲ میلیون تخمین زده می شود. کمبود فاکتور II یک اختلال اتوزومال مغلوب است، به این معنی که هر دو والد باید حامل ژن باشند تا آن را به فرزندان خود منتقل کنند و مردان و زنان را به طور مساوی تحت تأثیر قرار می دهد. آنزیم متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز (MTHFR) یکی از اجزای اصلی متابولیسم اسید فولیک و سنتز هموسیستئین است که توسط ژن MTHFR کد می شود. بروز تغییرات ژنتیکی در این ژن ممکن است باعث تغییر و تبادل اسیدهای آمینه شده و بر فعالیت آنزیم تأثیر بگذارد. کاهش فعالیت این آنزیم منجر به تغییراتی در سنتز متیونین از هموسیستئین می شود. با توجه به این که تجمع هموسیستئین ممکن است باعث بیماری های مختلفی از جمله ترومبوز، تصلب شرایین و نقص لوله ی عصبی در دوران جنینی شود، شناسایی جهش ها و تغییرات ژنتیکی در ژن MTHFR از اهمیت فراوانی برخوردار است. شایع ترین جهش های نقطه ای در ژن MTHFR در جایگاه های ۶۷۷ و ۱۲۹۸ این ژن واقع شده اند که به ترتیب شامل جایگزینی نوکلئوتیدهای C به A و T به C می باشند. جهش C677T باعث تبدیل آمینواسید آلانین به آمینواسید والین در جایگاه ۲۲۳ توالی پروتئینی آنزیم می شود و فعالیت آن در افراد با ژنوتیپ هموزیگوت بیمار (TT)، ۵۰ تا ۶۵ درصد کاهش می یابد. همچنین جهش A1298C سبب جابه جایی آمینواسید گلوتامیک اسید و آلانین می شود و اگرچه نسبت به جهش C677T فعالیت آنزیم را به میزان کمتری تحت تأثیر قرار می دهد (حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد)، اما این جایگزینی نیز با ترومبوز و احتمال سقط جنین در ارتباط است.

آنزیم متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز (MTHFR) یکی از اجزای اصلی متابولیسم اسید فولیک و سنتز هموسیستئین است که توسط ژن MTHFR کد می شود. بروز تغییرات ژنتیکی در این ژن ممکن است باعث تغییر و تبادل اسیدهای آمینه شده و بر فعالیت آنزیم تأثیر بگذارد. کاهش فعالیت این آنزیم منجر به تغییراتی در سنتز متیونین از هموسیستئین می شود. با توجه به این که تجمع هموسیستئین ممکن است باعث

بیماری‌های مختلفی از جمله ترومبوز، تصلب شرایین و نقص لوله‌ی عصبی در دوران جنینی شود، شناسایی جهش‌ها و تغییرات ژنتیکی در ژن MTHFR از اهمیت فراوانی برخوردار است.

شایع‌ترین جهش‌های نقطه‌ای در ژن MTHFR در جایگاه‌های ۶۷۷ و ۱۲۹۸ این ژن واقع شده‌اند که به ترتیب شامل جایگزینی نوکلئوتیدهای C به T و A به C می‌باشند.

جهش C677T باعث تبدیل آمینواسید آلانین به آمینواسید والین در جایگاه ۲۲۳ توالی پروتئینی آنزیم می‌شود و فعالیت آن در افراد با ژنوتیپ هموزیگوت بیمار (TT)، ۵۰ تا ۶۵ درصد کاهش می‌یابد. همچنین جهش A1298C سبب جابه‌جایی آمینواسید گلوتامیک اسید و آلانین می‌شود و اگرچه نسبت به جهش C677T فعالیت آنزیم را به میزان کمتری تحت تاثیر قرار می‌دهد (حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد)، اما این جایگزینی نیز با ترومبوز و احتمال سقط جنین در ارتباط است.

محتویات کیت

Title	24 Tests	96 Tests
Wild-type Master mix	360 µl/tube × 1	360 µl/tube × 4
Mutant-type Master mix	360 µl/tube × 1	360 µl/tube × 4
Positive Control	50 µl/tube × 1	50 µl/tube × 4

نگهداری و انتقال کیت

- ✓ کلیه محتویات این کیت باید در دمای ۲۰- درجه سانتی‌گراد و در تاریکی نگهداری گردد، همچنین به منظور انتقال و جابه‌جایی کیت از یونولیت با درب و یخ‌خشک استفاده نمایید.
- ✓ نگهداری کیت در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد هیچ‌گاه نباید بیشتر از یک ساعت شود.
- ✓ این کیت نیاز به حمل بر روی بسته‌های یخ‌زده (Frozen Ice Pack) را دارد.
- ✓ همه مواد موجود در کیت تا تاریخ انقضا، همان‌طور که روی برچسب بسته‌بندی محصول مشخص شده است، در شرایط مشخص شده پایدار هستند.
- ✓ از چرخه‌های متعدد ذوب و انجماد (Freeze-Thaw) خودداری کنید زیرا سبب کاهش حساسیت و در نتیجه عدم کارایی کیت می‌شود.

- ✓ از قراردادن مستقیم اجزای کیت در معرض نور، گرما یا رطوبت خودداری کنید.
- ✓ معرفها را قبل از استفاده در دمای اتاق (۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد) ذوب کنید. پس از ذوب شدن مواد موجود در کیت، لوله‌ها را به طور مختصر سانتریفیوژ کنید تا مطمئن شوید که مواد موجود در کیت به طور یکنواخت مخلوط شده‌اند.

مواد و تجهیزات مورد نیاز که باید توسط کاربر تدارک دیده شود:

۱. کیت استخراج DNA
۲. سمپلر قابل تنظیم در اندازه‌های مختلف و نوک سمپلر فیلتردار
۳. سانتریفوژ رومیزی
۴. بلوک خنک کننده
۵. وایتکس ۱۰ درصد
۶. گان و دستکش
۷. دستگاه با قابلیت خوانش در کانال Red و Orange, Yellow, Green
۸. نرم‌افزار دستگاه‌های مورد استفاده
۹. استریپ و کپ مناسب دستگاه مورد استفاده

نکات احتیاط عمومی

۱. لطفاً دستورالعمل را با دقت مطالعه نموده و قبل از استفاده محصول با تمام اجزای کیت آشنا شوید و درحین کار دستورالعمل را دقیقاً دنبال کنید.
- ✓ لطفاً قبل از انجام تست، ابزارهای Real-Time PCR سازگار را بررسی نموده و فرآیند را با آن‌ها جلو ببرید.
- ✓ از کیت یا اجزای موجود در کیت پس از تاریخ انقضا درج شده بر روی آن استفاده نکنید.
۲. از سرسمپلرهای فیلتردار و RNase & DNase free استفاده کنید.
۳. نگهداری و تخلیص مواد مثبت برای نمونه‌های گرفته شده از بیمار، کنترل‌ها و محصولات حاصل از PCR باید در محلی کاملاً جدا از محل نگهداری و آماده‌سازی MasterMix صورت پذیرد.
۴. همه مواد مورد نیاز کیت قبل از شروع کار باید به طور کامل در دمای اتاق ذوب شود.
۵. بعد از ذوب شدن، کلیه مواد را به خوبی پیتناژ نمایید و به‌طور مختصر اسپین کنید. این امر برای جلوگیری از کاهش عملکرد کیت در طی زمان، توصیه می‌شود.

۶. تمام مراحل مربوط به تهیه MasterMix باید بر روی یخ یا جعبه‌های سرد (Cooling Box) انجام شود. استوک اصلی مربوط به MasterMix بعد از برداشتن مقدار مورد نیاز از آن باید به سرعت به فریزر منتقل شود.
۷. هنگام کار با مواد شیمیایی، روپوش مناسب آزمایشگاهی، دستکش یکبار مصرف، و عینک‌های محافظ داشته باشید.
۸. کیت حاوی کنترل مثبت است. برای جلوگیری از آلودگی که ممکن است باعث ایجاد مثبت کاذب شود، کنترل مثبت را از سایر مواد موجود در کیت جدا نمایید.
۹. PCR بسیار حساس به آلودگی متقابل است، و نیازمند این است که کلیه مراحل کار با دقت کامل انجام پذیرد.
۱۰. برای افزودن مواد واکنش به جهت جلوگیری از نتایج مثبت کاذب از تیپ‌های جداگانه استفاده نمایید.
۱۱. هنگام کار با نمونه‌ها و مواد موجود در کیت، برای جلوگیری از آلودگی، دستکش‌ها باید مرتباً تعویض شوند.
۱۲. از باز کردن درب لوله‌های PCR پس از اطمینان فای خودداری نمایید.
۱۳. از استفاده ی مجدد مواد یکبار مصرف بپرهیزید.
۱۴. مواد موجود در کیت که قابل استفاده نمی باشند و زباله‌ها باید به درستی دور انداخته شوند.
۱۵. پس از انجام تست، محل کار را ضد عفونی نموده و بیپت‌ها و تجهیزات را با اسپری اتانول ۷۵٪ و وایتکس ۱۰٪ تمیز کنید.

هشدارها و محدودیت‌ها

۱. تمامی مراحل آزمایش باید بر اساس اصول (GLP)^۱ توسط پرسنل آموزش دیده دارای پوشش حرفه ای و محافظ (PPE)^۲ انجام شود. آزمایش‌های بالینی بر روی نمونه‌های عفونی باید در هود کلاس دو (Class II Biological Safety Cabinet) در محیط BSL-2 (مطابق دستورالعمل: Interim Laboratory Biosafety Guideline For Handling and Processing Specimen Associated) انجام شود.
۲. پیشنهاد می‌شود هود و یا استیشن مورد استفاده قبل و بعد از کار با وایتکس ۱۰ درصد تمیز شود و همینطور بعد از کار لامپ UV زده شود.
۳. پیشنهاد می‌شود محل استخراج DNA، آماده سازی مخلوط واکنش از فضای آماده سازی و اضافه کردن نمونه و نمونه کنترل مثبت جدا باشند زیرا ممکن است نتایج کاذب به وجود آید.

^۱ Good Laboratory Practice

^۲ Personal Protective Equipment

۴. پس از آماده سازی مخلوط واکنش، آن را در تاریکی نگهداری نمایید.

کنترل‌ها

۱. نمونه بیمار: از محتویات اسید نوکلئیک حاصل از استخراج DNA استفاده شود.
۲. کنترل منفی (NTC): همواره یک نمونه کنترل منفی حاوی آب بجای نمونه استفاده شود.
۳. کنترل مثبت (PTC): از کنترل مثبت کیت به جای نمونه در یک واکنش استفاده شود.

نمونه‌گیری و نگهداری

نمونه مورد نیاز می‌تواند از سلول‌های بافتی نظیر خون استخراج گردد. نمونه‌گیری باید در شرایط استریل صورت گیرد.

نگهداری نمونه‌های گرفته شده

۱. از ظرف‌های مخصوص و یکبار مصرف برای جمع آوری نمونه استفاده کنید.
۲. برای جمع‌آوری خون یا پلاسما، از لوله‌های استریل حاوی مواد ضدانعقادی مانند EDTA یا سیترات استفاده کنید. توجه داشته باشید که نمونه‌های حاوی هپارین به دلیل اثر مهارتی این ماده برای PCR مناسب نیستند.
۳. طی چند ساعت اولیه پس از خون‌گیری، سرم یا پلاسما را جدا و تا زمان انجام آزمایش در دمای 20°C - نگهداری کنید. سایر نمونه‌های مورد استفاده را نیز طی چند ساعت اولیه پس از نمونه‌گیری در دمای 20°C - نگهداری و از فریز و ذوب کردن مکرر آن‌ها خودداری نمایید.
۴. در صورت حمل و نقل نمونه، نمونه را در شرایط سرد و همراه یخ منتقل کنید.
۵. در صورت نبود شرایط برای انتقال نمونه در ۲۴ ساعت اولیه، نمونه را در 20°C - فریز نمایید.

تاریخ انقضای کیت

تاریخ انقضای کیت بر روی جعبه محصول درج شده است.

کنترل داخلی (Internal Control)

در این کیت، هر یک از ال‌ها به عنوان کنترل داخلی عمل می‌کنند. کنترل داخلی به کاربر این امکان را می‌دهد که فرآیند تخلیص و احتمال وجود مواد مهارکننده PCR را بررسی نماید.

عوامل تداخلی

EDTA (0.5M)، HCl (1N)، دانه‌های سیلیس (1µl)، خون (1µl)، اوره (۴۰ گرم در ۱۰۰ میلی لیتر) و بافر لیز عملکرد آزمایش را مهار می‌کنند. وجود مهارکننده در واکنش با ژن کنترل داخلی قابل ردیابی است.

خالص‌سازی نوکلئیک اسید

جداسازی اسید نوکلئیک باید توسط کیت‌های جداسازی موجود در بازار مطابق پروتکل‌های جداسازی مواد بالینی خاص انجام شود. کیت استخراج DNA در این کیت گنجانده نشده است.

آماده‌سازی

این کیت حاوی دو میکس است. میکس Wild جهت شناسایی آل‌های سالم، و میکس Mutant جهت شناسایی آل‌های جهش یافته‌ی مرتبط با Thrombophili می‌باشند.

۱. ابتدا لوله‌ها را روی رک یخ بگذارید تا محتویات آن‌ها ذوب شوند و لوله‌های بافر واکنش و پرایمر پروب را به آرامی ورتکس کنید و به طور مختصر اسین نمایید.

۲. برای هر نمونه ۲ لوله در نظر بگیرید. میزان ۱۵ میکرولیتر از Wild type MasterMix را به ۱ لوله و ۱۵ میکرولیتر از Mutant type MasterMix را به لوله دیگر PCR اضافه کنید.

نکته در هر بار انجام تست یک لوله به‌عنوان No Template Control (NTC) باید گذاشته شود. در NTC به‌جای نمونه استخراج شده از آب استفاده می‌شود که برای کنترل آلودگی واکنش کاربرد دارد.

اضافه کردن الگو

پس از آماده سازی محلول‌ها و انتقال آن به تیوب‌های واکنش، ابتدا نمونه کنترل منفی (NTC) را آماده کنید. برای این کار، ۵ میکرولیتر از آب بدون نوکلئاز را به تیوب کنترل منفی اضافه نمایید. پس از آن، تیوب‌های حاوی مواد واکنش PCR را به منطقه کار با اسید نوکلئیک، منتقل نموده و ۵ میکرولیتر از نمونه‌های تحت تست را به تیوب‌های مربوطه اضافه نمایید. سپس تیوب‌ها را در دستگاه ترمال سایکلر قرار دهید.

Reaction Setup	Volume
Master Mix	15 µl
Sample or Control	5 µl
Final Volume	20 µl

دستورالعمل برای دستگاه‌های Real-Time PCR دارای کانال Green، Yellow، Orange و Red توصیف شده است. پس از تنظیم کردن دستگاه مطابق برنامه زیر، واکنش را راه اندازی کنید. برای آگاهی از نحوه تعریف کانال در دستگاه Rotor Gene به کاتالوگ دستگاه مراجعه کنید. مقادیر دمایی هر قسمت در جدول زیر آورده شده است.


	Temperature	Hold	Cycle
Pre-Denaturation	95 °C	4 min	1
Denaturation	95 °C	15 sec	35
Annealing and Acquisition on Channel Green and Yellow and Orange and Red	60 °C	45 sec	

علاوه بر تعریف دمایی دستگاه که در قسمت بالا آمده است دستگاه باید برای طیف سنجش فلورسنت نیز تنظیم گردد. اندازه‌گیری تابش فلورسانس باید برای رنگ Green و Yellow تنظیم شود.

تعریف طیف سنجش فلورسنت در دستگاه‌های مختلف:


دستگاه Rotor-Gene:

بدین منظور در دستگاه Rotor-gene گزینه ی Gain Optimization را انتخاب کنید (شکل ۱).




شکل ۱. تنظیمات دستگاه

در این صفحه با انتخاب گزینه ی Optimise Acquiring برای کانال Green و Yellow و Orange و Red بازه ی Target sample range از ۵ تا ۱۰ (حالت پیش فرض دستگاه) انتخاب شود (شکل ۲). همچنین Gain دستگاه باید بر مبنای تیوب عدد نوشته شده در کادر Tube Position صحیح انتخاب شده باشد (شکل ۳).




شکل ۲. تنظیمات دستگاه



شکل ۳. تنظیمات دستگاه

پس از انتخاب بازه‌ی مناسب برای هر کانال، گزینه‌ی **Perform Optimization Before 1st Acquisition** را انتخاب کرده، و پنجره را ببندید (شکل ۴)



شکل ۴. تنظیمات دستگاه

آنالیز نتایج

آنالیز نتایج توسط نرم افزار مربوطه و بر اساس دستورالعمل دستگاه انجام شود. در کانال رنگی سبز و زرد، آستانه را روی گزینه‌ی Auto قرار دهید. آنالیز نتایج بر اساس محاسبه‌ی اختلاف Ct بین دو لوله‌ی wild و mutant انجام می‌شود.

۱. چنانچه نمونه در کانال **سبز** دارای منحنی سیگموئیدی و فاز لگاریتمی باشد:

الف: اگر لوله‌ی wild حداقل ۵ Ct کمتر از لوله‌ی mutant باشد، فرد برای جهش A1298C هموزیگوت سالم است.

ب: اگر لوله‌ی mutant حداقل ۵ Ct کمتر از لوله‌ی wild باشد، فرد برای جهش A1298C هموزیگوت بیمار است.

ج: اگر اختلاف Ct بین دو لوله سالم و بیمار کمتر از ۲ واحد باشد، فرد برای جهش A1298C هتروزیگوت است.

۲. چنانچه نمونه در کانال **زرد** دارای منحنی سیگموئیدی و فاز لگاریتمی باشد:

الف: اگر لوله‌ی wild حداقل ۵ Ct کمتر از لوله‌ی mutant باشد، فرد برای جهش C677T هموزیگوت سالم است.

ب: اگر لوله‌ی mutant حداقل ۵ Ct کمتر از لوله‌ی wild باشد، فرد برای جهش C677T هموزیگوت بیمار است.

ج: اگر اختلاف Ct بین دو لوله سالم و بیمار کمتر از ۳ واحد باشد، فرد برای جهش C677T هتروزیگوت است.

۳. چنانچه نمونه در کانال **نارنجی** دارای منحنی سیگموئیدی و فاز لگاریتمی باشد:

الف: اگر لوله‌ی wild حداقل ۵ Ct کمتر از لوله‌ی mutant باشد، فرد برای جهش فاکتور ۷ لایدن هموزیگوت سالم است.

ب: اگر لوله‌ی mutant حداقل ۵ Ct کمتر از لوله‌ی wild باشد، فرد برای جهش ۷ لایدن هموزیگوت بیمار است.

ج: اگر اختلاف Ct بین دو لوله سالم و بیمار کمتر از ۲ واحد باشد، فرد برای جهش ۷ لایدن هتروزیگوت است.

۴. چنانچه نمونه در کانال **قرمز** دارای منحنی سیگموئیدی و فاز لگاریتمی باشد:

الف: اگر لوله‌ی wild حداقل ۵ Ct کمتر از لوله‌ی mutant باشد، فرد برای جهش فاکتور II پروترومیین هموزیگوت سالم است.

ب: اگر لوله‌ی mutant حداقل ۵ Ct کمتر از لوله‌ی wild باشد، فرد برای جهش II پروترومیین هموزیگوت بیمار است.

ج: اگر اختلاف Ct بین دو لوله سالم و بیمار کمتر از ۲ واحد باشد، فرد برای جهش II پروترومیین هتروزیگوت است.

از آنجا که هر فرد یکی از آلل‌های نرمال و یا جهش یافته و یا هر دوی آنها را دارا می باشد، بنابراین همیشه نتیجه آزمایش باید حداقل برای یکی از انواع نرمال یا جهش یافته مثبت باشد. بنابراین، این آلل‌ها در واقع به عنوان کنترل داخلی ایفای نقش می کنند. در صورتی که برای نمونه ای، سیگنالی در کانال زرد و یا سبز دیده نشود و یا منحنی مربوط به آنها سیگموئیدی نباشد، آزمایش نامعتبر بوده و باید دوباره تکرار شود.

Chanel	Wild Mix	Mutant Mix	ΔCt ($Ct_2 - Ct_1$)		Result
Green (A1298C)	Ct ₁	Ct ₂	$5 < \Delta Ct$	AA	هموزیگوت سالم
			$\Delta Ct < -5$	CC	هموزیگوت جهش یافته
			$-2 < \Delta Ct < +2$	AC	هتروزیگوت
Yellow (C677T)	Ct ₁	Ct ₂	$5 < \Delta Ct$	CC	هموزیگوت سالم
			$\Delta Ct < -5$	TT	هموزیگوت جهش یافته
			$-3 < \Delta Ct < +3$	CT	هتروزیگوت
Orange Factor v	Ct ₁	Ct ₂	$5 < \Delta Ct$		هموزیگوت سالم
			$\Delta Ct < -5$		هموزیگوت جهش یافته
			$-2 < \Delta Ct < +2$		هتروزیگوت
Red Factor II	Ct ₁	Ct ₂	$5 < \Delta Ct$		هموزیگوت سالم
			$\Delta Ct < -5$		هموزیگوت جهش یافته
			$-2 < \Delta Ct < +2$		هتروزیگوت


کیت SENMURV Thrombophilia امکان تشخیص جهش در پرترومبین ، ژن MTHFR فاکتور V لیدن و فاکتور II پرترومبین را با LOD برابر با ۱ نانوگرم در میکرولیتر و با اختصاصیت ۱۰۰% ممکن می‌سازد.

نکات آنالیز نتایج در دستگاه‌های مختلف:

دستگاه Rotor-Gene:

آنالیز اطلاعات در دستگاه Rotor-gene 6000 و Rotor-gene 3000 باید توسط نرم‌افزار دستگاه و بر اساس دستورالعمل دستگاه صورت گیرد.

۱. از منوی Analysis، Quantitation، و روی یک‌رنگ، به طور مثال Green، دوبار کلیک کنید.
۲. با کلیک بر گزینه ی Outlier Removal، Reaction Efficiency Threshold را فعال کنید (شکل ۶).



شکل ۶. تنظیمات دستگاه

نشانه‌ها

نشانه	مفهوم	نشانه	مفهوم
	کنترل مثبت		دور از نور و گرما
	تعداد تست		برای مصارف پژوهشی
	کد کالا		شماره بچ تولید شده
	تاریخ انقضا		محدودیت دمایی
	آدرس		مطالعه دستورالعمل

شرکت فناوری بن یاخته - گروه سین مورو

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان فرهنگ، بلوار ۲۴ متری،

خیابان حیدرینیا (دوم شرقی)، پلاک ۹، شرکت فناوری بن یاخته

کد پستی: ۱۹۹۷۷۷۵۵۵۵

پشتیبان فنی: ۰۹۳۰۱۸۲۱۶۰۱

تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۰۸۲۱۲۰