



دفترچه راهنما

کیت شناسایی و سنجش کیفی

PAI-1

با روش

Real-Time PCR

Model : PAI-1-FXIII PCR kit

STEM
CELL
TECHNOLOGY
شرکت فناوری بن یاخته

Doc. #: IFU-PAI-FXIII 01 Doc. Version: 00 Revision Date: 31-12-2022

فهرست مطالب

۳	شماره فرانس
۳	شرح کیت
۳	اصول
۳	اطلاعات پلی مورفیسم
۴	محتویات کیت
۴	نگهداری و انتقال کیت
۵	نکات احتیاط عمومی
۷	هشدارها و محدودیت‌ها
۸	عوامل تداخلی
۸	خالص‌سازی نوکلئیک اسید
۸	آماده‌سازی
۹	برنامه دمایی
۱۱	آنالیزنتایج Rotor-Gene
۱۲	جدول تفسیر نتایج
۱۳	نشانه‌ها
۱۳	اطلاعات تماس

- BONPAI-FXIII-24
- BONPAI-FXIII 96

شرح کیت

این کیت بر اساس واکنش زنجیره‌ای پلیمرز (PCR) به صورت Real-Time ساخته شده است. این محصول برای تشخیص پلی مورفیسم PAI-1 و FXIII در شرایط آزمایشگاهی تهیه شده است. نتایج تشخیصی به دست آمده توسط این محصول باید همراه با سایر داده‌های بالینی یا آزمایشگاهی تفسیر شوند.

اصول

تشخیص پلی مورفیسم توسط واکنش زنجیره‌ای پلیمرز (PCR) بر اساس تکثیر ناحیه واجد پلی مورفیسم ژن PAI-1 و FXIII انجام می‌گیرد. در واکنش Real-Time PCR محصول تکثیر شده از طریق فلوروسنت شناسایی می‌شوند. مشاهده شدت فلوروسنت در حین واکنش PCR (به صورت Real-Time) تشخیص محصولات در حال تکثیر را بدون نیاز به بازکردن مجدد لوله‌های واکنش پس از اجرای PCR ممکن می‌سازد.

اطلاعات پلی مورفیسم

مهارکننده ی عامل فعال ساز پلاسمینوژن ۱ (PAI-1) از مهمترین عوامل خنثی سازی و مهار سریع فعال ساز پلاسمینوژن بافتی (T-PA) در حین لیز فیبرین است. مقادیر بیش از حد PAI-1 با جلوگیری از تبدیل پلاسمینوژن به پلاسمین، باعث تجمع فیبرین در عروق خونی شده و با پایدارسازی لخته خون می تواند عامل خطری برای ترومبوز و ایست قلبی محسوب شود.

پلی مورفیسم PAI-1 4G/5G باعث افزایش بیش از حد PAI-1 در خون می شود. در این پلی مورفیسم، فرم سالم 5G بوده و با اتصال به فاکتور مهار، میزان و غلظت PAI-1 را در خون تنظیم می کند. آلل 5G سبب رونویسی بیش از حد ژن PAI-1 می شود.

فاکتور XIII یا عامل تثبیت کننده فیبرین، نام یکی از پروتئین های دخیل در انعقاد خون است. فاکتور سیزده آنزیمی، پروتئینی است که پس از فعال شدن در پی یکسری واکنش های پی در پی

به انعقاد خون در مواقع لزوم کمک می‌نماید. فاکتور XIII در واقع یک ترانس گلوتامیناز است که به وسیله ترومبین و در حضور کوفاکتور کلسیم فعال می‌شود و با اثر بر رشته‌های فیبرین موجب ایجاد پیوندهای عرضی و شبکه فیبرینی لخته می‌شود. پلی مورفیسم رایج ژن FXIII، انتقال $G > T$ در اگزون دوم ژن F13A1، منجر به جایگزین شدن لوسین (Leu) به والین (Val) در زیر واحد A می‌شود. تحقیقات نشان داده است که FXIII در حامل‌های Leu فعالیت بیشتری دارد، در حالی که هموزیگوت‌های Val کاهش فعالیت این عامل را نشان می‌دهند. پلی مورفیسم Val34Leu FXIII همچنین بر ساختار لخته فیبرین تأثیر می‌گذارد، به ویژه در حضور افزایش غلظت فیبرینوژن، و آن را بسیار سفت‌تر می‌کند. در مجموع، این پلی مورفیسم با کاهش فعالیت فاکتور FXIII می‌تواند سبب ناپایداری لخته خون شده موجب بروز تظاهرات بالینی مانند خونریزی مغزی، سقط جنین و خونریزی تاخیری می‌گردد.

محتویات کیت

Title	24 Tests	96 Tests
	Volume per Vial	Volume per Vial
Wild type Master mix	360 $\mu\text{l}/\text{tube} \times 1$	720 $\mu\text{l}/\text{tube} \times 2$
Mutant type Master mix	360 $\mu\text{l}/\text{tube} \times 1$	720 $\mu\text{l}/\text{tube} \times 2$
Positive Control	150 $\mu\text{l}/\text{tube} \times 1$	300 $\mu\text{l}/\text{tube} \times 1$
Internal Control	250 $\mu\text{l}/\text{tube} \times 1$	500 $\mu\text{l}/\text{tube} \times 1$

نگهداری و انتقال کیت

- ✓ کلیه محتویات این کیت باید در دمای -20°C درجه سانتی‌گراد و در تاریکی نگهداری گردد، همچنین به منظور انتقال و جابه‌جایی کیت از یونولیت با درب و یخ‌خشک استفاده نمایید.
- ✓ از نگهداری کیت در دمای 4°C درجه سانتی‌گراد بیشتر از یک ساعت جدا خودداری نمایید.
- ✓ این کیت نیاز به حمل بر روی بسته‌های یخ‌زده (Frozen Ice Pack) را دارد.

- ✓ همه مواد موجود در کیت تا تاریخ انقضا، همان‌طور که روی برچسب بسته‌بندی محصول مشخص شده است، در شرایط مشخص شده پایدار هستند.
 - ✓ از چرخه‌های متعدد ذوب و انجماد (Freeze-Thaw) خودداری کنید زیرا سبب کاهش حساسیت و در نتیجه عدم کارایی کیت می‌شود.
 - ✓ از قراردادن مستقیم اجزای کیت در معرض نور، گرما یا رطوبت خودداری کنید.
 - ✓ معرف‌ها را قبل از استفاده در دمای اتاق (۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد) ذوب کنید. پس از ذوب شدن مواد موجود در کیت، لوله‌ها را به طور مختصر اسپین نمایید تا مطمئن شوید که مواد موجود در کیت به طور یکنواخت مخلوط شده‌اند.
- مواد و تجهیزات مورد نیاز که باید توسط کاربر تدارک دیده شود:

۱. کیت استخراج DNA از نمونه
۲. سمپلر قابل تنظیم در اندازه‌های مختلف و نوک سمپلر فیلتردار
۳. سانتریفوژ رومیزی
۴. بلوک خنک کننده
۵. وایتکس ۱۰ درصد
۶. گان و دستکش
۷. دستگاه با قابلیت خوانش در کانال‌های فلوروسنت مخصوص *Cycling Green, Cycling Orange*
۸. نرم‌افزار دستگاه مورد استفاده
۹. استریپ و کپ مناسب دستگاه مورد استفاده

نکات احتیاط عمومی

۱. لطفاً دستورالعمل را با دقت بخوانید و قبل از استفاده محصول با تمام اجزای کیت آشنا شوید و درحین کار دستورالعمل را دقیقاً دنبال کنید.
- ✓ لطفاً قبل از استفاده، ابزارهای Real-Time PCR سازگار را بررسی کنید و فرآیند را با آن‌ها جلو ببرید.
- ✓ از کیت یا اجزای کیت پس از تاریخ انقضاء استفاده نکنید.
- ✓ در کیت آزمایش از ماده دیگری استفاده نکنید.

۲. از سرسپلرهای فیلتردار و RNase & DNase free استفاده کنید.
۳. نگهداری و تخلیص نمونه‌های گرفته شده، باید در محلی کاملاً جدا از محل نگهداری و آماده سازی مسترمیکس صورت پذیرد.
۴. همه مواد مورد نیاز کیت قبل از شروع کار باید به طور کامل در دمای اتاق ذوب شود.
۵. بعد از ذوب شدن، کلیه مواد را به خوبی پیپتاژ نمایید و به طور مختصر اسپین کنید. این امر برای جلوگیری از کاهش عملکرد کیت در طی زمان به طور کامل توصیه می‌شود.
۶. تمام مراحل مربوط به تهیه مسترمیکس باید بر روی یخ یا جعبه‌های سرد (Cooling Box) انجام شود. استوک اصلی مربوط به مسترمیکس بعد از برداشتن مقدار مورد نیاز از آن باید به سرعت به فریزر منتقل شود.
۷. هنگام کار با مواد شیمیایی، روپوش مناسب آزمایشگاهی، دستکش یکبار مصرف، و عینک‌های محافظ داشته باشید.
۸. کیت حاوی کنترل مثبت است. برای جلوگیری از آلودگی که ممکن است باعث ایجاد مثبت کاذب شود، کنترل مثبت را از سایر مواد موجود در کیت کاملاً جدا کنید.
۹. PCR بسیار حساس به آلودگی متقابل است، پس فرآیند کار را با دقت انجام دهید.
۱۰. هنگام کار با نمونه‌ها و مواد موجود در کیت، برای جلوگیری از آلودگی، دستکش‌ها باید مرتباً تعویض شوند.
۱۱. از تیپ‌های جداگانه و اختصاصی استفاده کنید. هنگام کار با نمونه‌ها و مواد موجود در کیت از میکروتیپ‌های فیلتردار برای جلوگیری از ورود آلودگی RNA و DNA استفاده کنید.
۱۲. لطفاً لوله‌های PCR را با دو دستکش یکبارمصرف بسته‌بندی کرده و به درستی دور بیندازید. لوله‌های PCR را پس از تکثیر باز نکنید.
۱۳. از استفاده ی مجدد مواد یکبار مصرف پرهیزید.
۱۴. مواد موجود در کیت که بلا استفاده شده اند، کیت استفاده شده و زباله‌ها باید به درستی دور انداخته شوند.
۱۵. پس از آزمایش، محل کار را پاک کنید، پیپت‌ها و تجهیزات را با اسپری اتانول ۷۵٪ و وایتکس ۱۰٪ تمیز کنید.

هشدارها و محدودیت‌ها

۱. تمامی مراحل آزمایش باید بر اساس اصول GLP^۱ توسط پرسنل آموزش دیده دارای پوشش حرفه ای و محافظ (PPE)^۲ انجام شود. آزمایش‌های بالینی بر نمونه‌های عفونی باید در هود کلاس دو (Class II Biological Safety Cabinet) در محیط BSL-2 (مطابق دستورالعمل: Interim Laboratory Biosafety Guideline For Handling and Processing Specimen Associated) انجام شود.
۲. پیشنهاد می‌شود هود و یا استیشن مورد استفاده قبل و بعد از کار با وایتکس ۱۰ درصد تمیز شود و همینطور بعد از کار لامپ UV زده شود.
۳. پیشنهاد می‌شود آماده‌سازی مخلوط واکنش از فضای اضافه کردن نمونه و کنترل مثبت جدا باشند زیرا ممکن است نتایج کاذب به وجود آید.
۴. پس از آماده‌سازی مخلوط واکنش، آن را در تاریکی نگهداری نمایید.

کنترل‌ها

۱. نمونه بیمار: از محتویات اسید نوکلئیک حاصل از استخراج DNA استفاده شود.
۲. کنترل منفی (NTC): همواره یک نمونه کنترل منفی حاوی آب بجای نمونه استفاده شود.
۳. کنترل مثبت (PTC): از کنترل مثبت کیت به‌جای نمونه در یک واکنش استفاده شود.

نگهداری نمونه‌های گرفته شده

نمونه می‌تواند کمتر از ۸ ساعت در یخچال با محدوده دما از ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد و برای نگهداری طولانی‌مدت آن، باید در دمای ۲۰- درجه سانتی‌گراد منجمد شده و نگهداری شود.

تاریخ انقضای کیت

تاریخ انقضای کیت بر روی جعبه محصول درج شده است.

^۱ Good Laboratory Practice

^۲ Personal Protective Equipment

عوامل تداخلی

EDTA (0.5M)، HCl (1N)، دانه‌های سیلیس (1 μ l)، خون (1 μ l)، اوره (۴۰ گرم در ۱۰۰ میلی‌لیتر) و بافر لیز عملکرد آزمایش را مهار می‌کنند. وجود مهارکننده در واکنش با ژن کنترل داخلی قابل ردیابی است.

خالص‌سازی نوکلئیک اسید

جداسازی اسید نوکلئیک باید توسط کیت‌های استخراج DNA موجود در بازار مطابق پروتکل‌های جداسازی مواد بالینی خاص انجام شود. مواد نمونه باید از سلول‌های جدا شده از نمونه‌های بافت یا سوآب استخراج شده باشد. کیت استخراج DNA در این کیت گنجانده نشده است.

آماده سازی

این کیت حاوی دو میکس است. میکس wild جهت شناسایی ال‌های سالم، و میکس mutant جهت شناسایی ال‌های جهش یافته‌ی ژن PAI-1 و FXIII می‌باشند.

۱. ابتدا لوله‌ها را روی رک یخ بگذارید تا محتویات آن‌ها ذوب شوند و لوله‌های بافر واکنش و پرایمر پروب را به آرامی ورتکس کنید و به طور مختصر سانتریفیوژ کنید.

۲. برای هر نمونه ۲ لوله در نظر بگیرید. میزان ۱۵ میکرولیتر از میکس wild را به ۱ لوله و ۱۵ میکرولیتر از میکس mutant را به لوله دیگر PCR اضافه کنید.

نکته در هر بار انجام تست یک لوله به‌عنوان No Template Control (NTC) باید گذاشته شود. در NTC به‌جای نمونه استخراج شده از آب استفاده می‌شود که برای کنترل آلودگی واکنش کاربرد دارد.

اضافه کردن الگو

پس از آماده سازی محلول‌ها و انتقال آن به تیوب‌های واکنش، ابتدا نمونه کنترل منفی (NTC) را آماده کنید. برای این کار، ۵ میکرولیتر از آب بدون نوکلئاز را به تیوب کنترل منفی اضافه نمایید. پس از انتقال به منطقه کار با اسید نوکلئیک، ۵ میکرولیتر از نمونه‌های تحت تست را به تیوب‌های مربوطه اضافه نمایید (جدول ۲). سپس تیوب‌ها را در دستگاه ترمال سایکلر قرار داده و نمونه‌ها را نام‌گذاری کنید.

Reaction Setup	Volume
Master Mix	15 μ l
Sample or Control	5 μ l
Final Volume	20 μ l

جدول شماره ۲. آماده سازی مواد

برنامه دمایی

دستورالعمل برای دستگاه‌های Real-Time PCR دارای دو کانال Green و Orange شده است. پس از تنظیم کردن دستگاه مطابق برنامه زیر، واکنش را راه اندازی کنید. در صورت استفاده از دستگاه ABI StepOne گزینه رنگ فرنس داخلی (Passive Reference) را حذف کنید. برای آگاهی از نحوه تعریف کانال در دستگاه Rotor Gene به کاتالوگ دستگاه مراجعه کنید. مقادیر دمایی هر قسمت در جدول ۳ آورده شده است.


	Temperature	Hold	Cycle
Pre-Denaturation	95 °C	4 min	1
Denaturation	95 °C	15 sec	45
Annealing and Acquisition on Channel Green and yellow	60°C	45 sec	

جدول شماره ۳. برنامه دمایی دستگاه

تعریف طیف سنجش فلورسنت در دستگاه ها


دستگاه Rotor-Gene

بدین منظور در دستگاه Rotor-gene گزینهی Gain Optimization را انتخاب کنید (شکل ۱).



شکل ۱. تنظیمات دستگاه


در این صفحه با انتخاب گزینهی Optimise Acquiring برای کانال سبز بازه Target sample range از ۵ تا ۱۰ (حالت پیش فرض دستگاه) انتخاب شود (شکل ۲).



شکل ۲. تنظیمات دستگاه

همچنین Gain دستگاه باید بر مبنای تیوب اول انجام شود.

پس از انتخاب بازه مناسب برای هر کانال، گزینهی Perform Optimization Before 1st Acquisition را انتخاب کرده، و پنجره را ببندید (شکل ۳).



شکل ۳. تنظیمات دستگاه

آنالیز نتایج Rotor-Gene

آنالیز نتایج توسط نرم افزار مربوطه و بر اساس دستورالعمل دستگاه انجام شود. در کانال رنگی سبز و زرد، آستانه را روی گزینه‌ی Auto قرار دهید.

آنالیز نتایج بر اساس محاسبه‌ی اختلاف Ct بین دو لوله‌ی Wild و Mutant انجام می‌شود.

۱. چنانچه نمونه در کانال سبز دارای منحنی سیگموئیدی و فاز لگاریتمی باشد:

الف: اگر لوله‌ی Wild حداقل 1 واحد Ct کمتر از لوله‌ی Mutant باشد، فرد برای پلی مورفیسم PAI-1 4G/5G هموزیگوت سالم است.

ب: اگر لوله‌ی Mutant حداقل 1 واحد Ct کمتر از لوله‌ی Wild باشد، فرد برای پلی مورفیسم PAI-1 4G/5G هموزیگوت بیمار است.

ج: اگر اختلاف Ct بین دو لوله سالم و بیمار کمتر از 1 واحد باشد، فرد برای پلی مورفیسم PAI-1 4G/5G هتروزیگوت است.

2. چنانچه نمونه در کانال زرد دارای منحنی سیگموئیدی و فاز لگاریتمی باشد:

الف: اگر سیگنال فقط در لوله‌ی Wild مشاهده شد، و یا Ct در لوله‌ی Wild حداقل ۵ واحد Ct کمتر از لوله‌ی Mutant باشد، فرد برای پلی مورفیسم FXIII هموزیگوت سالم است.









ب: اگر سیگنال فقط در لوله‌ی Mutant مشاهده شد، و یا Ct در لوله‌ی Mutant حداقل ۵ واحد Ct کمتر از لوله‌ی Wild باشد، فرد برای پلی مورفیسم FXIII هموزیگوت بیمار است.

ج: اگر سیگنال در هر دو لوله مشاهده شد، اختلاف Ct بین دو لوله سالم و بیمار کمتر از ۵ واحد باشد، فرد برای پلی مورفیسم PAI- FXIII هتروزیگوت است.

از آنجا که هر فرد یکی از آلل‌های نرمال و یا جهش یافته و یا هر دوی آنها را دارا می باشد، بنابراین همیشه نتیجه آزمایش باید حداقل برای یکی از انواع نرمال یا جهش یافته مثبت باشد. بنابراین، این آلل ها در واقع به عنوان کنترل داخلی ایفای نقش می کنند. در صورتی که برای نمونه ای، سیگنالی در کانال سبز یا زرد دیده نشود و یا منحنی مربوط به آن سیگموئیدی نباشد، آزمایش نامعتبر بوده و باید دوباره تکرار شود.

جدول تفسیر نتایج

Chanel	Wild Mix	Mutant Mix	ΔCt ($Ct_2 - Ct_1$)	Result
PAI-1	Ct	Ct	$1 < \Delta Ct$	5G/5G هموزیگوت سالم
			$\Delta Ct < -1$	4G/4G هموزیگوت جهش یافته
			$-1 < \Delta Ct < 1$	5G/4G هتروز یگوت، سالم
FXIII	Ct	Ct	$5 < \Delta Ct$	GG هموزیگوت سالم
			$\Delta Ct < -5$	TT هموزیگوت جهش یافته
			$-5 < \Delta Ct < 5$	GT هتروز یگوت سالم

	Research Use Only	برای مصارف پژوهشی
	Catalog Number	کد کالا
	Batch Number	شماره بچ تولید شده
	Temperature Limitation	محدودیت دمایی
	Conculta Instructon For Use	مطالعه دستورالعمل
	Content sufficient for <n> tets	تعداد تست
	Use by	تاریخ انقضا
	Manufacturer	آدرس

اطلاعات تماس

شرکت فناوری بن یاخته - گروه سین مورو

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان فرهنگ، بلوار ۲۴ متری سعادت آباد، خیابان

حیدرینیا (دوم شرقی)، پلاک ۹، شرکت فناوری بن یاخته

کد پستی: ۱۹۹۷۷۷۵۵۵۵ : تلفن: ۲۲۰۸۲۱۲۰ : پشتیبان فنی: ۰۹۳۰۱۸۲۱۶۰۱

تلفن های تماس: ۰۲۱۲۲۰۸۲۱۲۰

Web Site: www.Senmurv.co

Email: info@senmurv.ir