



دفترچه راهنما

کیت شناسایی و سنجش کمی

Hepatitis C Virus (HCV)

با روش

RT-qPCR

**STEM
CELL
TECHNOLOGY**
شرکت فناوری بن یاخته

Doc. #: IFU-HCV-01 Doc. Version: 05 Revision Date: 03-05-2023

فهرست مطالب

۳	شماره فرانس.....
۳	شرح کیت.....
۳	اصول.....
۳	اطلاعات پاتوزن.....
۴	محتویات کیت.....
۴	نگهداری و انتقال کیت.....
۵	نکات احتیاط عمومی.....
۶	هشدارها و محدودیت ها.....
۶	کنترل ها.....
۷	نمونه گیری و نگهداری.....
۷	کنترل داخلی.....
۸	در نهایت ۱۵µm از ۱۶µm توتال آماده شده را به هر میکروتیوب اضافه نمایید.....
۸	آماده سازی.....
۹	اضافه کردن الگو.....
۹	برنامه ریزی دمایی.....
۱۰	آنالیز نتایج.....
۱۰	آنالیز اطلاعات.....
۱۲	رفع مشکل.....
۱۳	ارزیابی آنالیتیکال.....
۱۴	خطی بودن (Linearity).....
۱۶	حساسیت و اختصاصیت کلینیکال.....
۱۷	پشتیبان فنی.....
۱۷	نشانه ها.....
۱۷	اطلاعات تماس.....

● BONHCV-24

شرح کیت

کیت Senmurv HCV RT-qPCR یک سیستم آماده مصرف برای تشخیص RNA ویروس HCV از طریق واکنش زنجیره ای پلیمرز (PCR) روی ابزارهای Rotor-Gene Q است. مستر حاوی واکنش گرها و آنزیم‌هایی برای تکثیر اختصاصی قطعه ای به طول ۹۵ bp از ژنوم HCV بوده و برای تشخیص مستقیم امپلیکون مورد نظر از طریق کانال فلوروسنت Cycling Green در دستگاه‌های Rotor-Gene ۳۰۰۰ و Rotor-Gene ۶۰۰۰ طراحی گردیده است. کیت Senmurv HCV RT-qPCR همپنین حاوی سیستم ثانویه تکثیر هترولوگ برای تشخیص احتمال وجود مهارکننده واکنش PCR است. این امر از طریق شناسایی کنترل داخلی (Internal Control) در کانال فلوروسنت Cycling Yellow صورت می‌پذیرد.

اصول

تشخیص پاتوژن توسط واکنش زنجیره ای پلیمرز (PCR) بر اساس تکثیر مناطق خاص ژنوم پاتوژن است. در واکنش Real-time PCR محصول تکثیر شده از طریق رنگ‌های فلوروسنت شناسایی می‌شوند. مشاهده شدت فلوروسنت در حین واکنش PCR (به صورت real-time) تشخیص و کمی سازی محصولات در حال تکثیر را بدون نیاز به باز کردن مجدد لوله های واکنش پس از اجرای PCR ممکن می‌سازد.

اطلاعات پاتوژن

ویروس هپاتیت (HCV) عضوی از خانواده Flaviviridae است که از ۷ ژنوتیپ تشکیل شده است. این ویروس کوچک (۴۵ نانومتر) دارای ژنوم RNA تک رشته ای به طول تقریباً ۹/۶ کیلوبایت است. توزیع جغرافیایی ۷ ژنوتیپ مختلف بر اساس منطقه متفاوت است که به موجب آن ژنوتیپ ۸۳ رایج ترین است. انتقال از طریق خون، رایج ترین حالت عفونت است که از طریق روشهای تزریق غیر ایمن، استریلازیسیون ناکافی تجهیزات پزشکی در محیط های مراقبت های بهداشتی و خون و محصولات خونی غربال نشده صورت میگیرد.

تظاهرات بالینی در بیماری HCV به صورت بیماری حاد و مزمن بروز پیدا می کند. بیشتر افراد مبتلا به بیماری حاد علامت دار هستند و از عفونت خود اطلاع ندارند. خطر ابتلا به بیماری مزمن پس از عفونت حاد بسیار زیاد است (۵۵٪ - ۸۵٪). عفونت های HCV یکی از دلایل اصلی بیماری مزمن کبدی در سراسر جهان

است. عفونت مزمن HCV معمولاً به آرامی پیشرفت می کند و اکثر بیماران بدون علامت هستند یا فقط علائم خفیف غیر اختصاصی دارند (به عنوان مثال خستگی، درد عضلانی، از دست دادن اشتها و حالت تهوع). تقریباً یک سوم افراد مبتلا به عفونت مزمن در طی یک دوره ۲۰ تا ۳۰ ساله به سیروز کبدی یا کارسینوم هپاتوسلولار مبتلا می شوند. علائم مرتبط با سیروز عبارتند از: هپاتومگالی یا اسپلنومگالی در معاینه فیزیکی، افزایش غلظت بیلی روبین سرم و یا هیپراللبومینمی.

در درمان HCV هدف اصلی بهبود عفونت است، یعنی دستیابی به یک پاسخ ویروسی پایدار (SVR) تعریف شده به عنوان سطح HCV RNA غیر قابل شناسایی پس از اتمام درمان. بنابراین، اثربخشی مکانیسم درمانی با اندازه گیری سطح HCV RNA در بازه های زمانی خاص، با استفاده از یک روش حساس مولکولی بررسی می شود.

محتویات کیت

Title	24 Tests
HCVMaster-A	330 µl/tube
HCVMaster-B	30 µl/tube
Std1 : 5x10 ⁴	200 µl/tube
Std2 : 5x10 ³	200 µl/tube
Std3 : 5x10 ²	200 µl/tube
Std4 : 5x10 ¹	200 µl/tube
Internal control	300 µl/tube
Nuclease-Free Water	250 µl/tube

نگهداری و انتقال کیت

کلیه محتویات این کیت باید در دمای ۲۰- درجه سانتی گراد و در تاریکی نگهداری گردد همچنین به منظور انتقال و جابه جایی کیت از یونولیت با درب و یخ خشک استفاده نمایید. بیش از دو مرتبه منجمد و آب کردن کیت به هیچ وجه توصیه نمیگردد زیرا میتواند باعث کاهش در حساسیت کیت گردد. نگهداری کیت در دمای ۴ درجه سانتی گراد هیچگاه نباید بیشتر از یک ساعت شود.

مواد و تجهیزاتی که باید توسط کاربر تهیه شوند :

۱. کیت استخراج RNA
۲. سمپلر قابل تنظیم در اندازه هاش مختلف و نوک سمپلر فیلتردار
۳. سانتریفوژ رومیژی
۴. بلوک خنک کننده
۵. وایتکس ۱۰ درصد
۶. گان و دستکش
۷. لوله های ۰٫۲ و ۰٫۱ میکرولیتر
۸. دستگاه Rotor-Gene با کانال های فلوروسنت مخصوص Cycling Green و Cycling Yellow و یا Cycling A.FAM (Cycling A.HEX(JOE و Cycling A.FAM)
۹. نرم افزار Rotor-Gene Q (نسخه ۱٫۷٫۹۴) (نرم افزار Rotor-Gene ۶۰۰۰ نسخه ۱٫۷٫۶۵) یا Rotor-Gene ۳۰۰۰ (نسخه ۶٫۰٫۲۳ یا بالاتر)
۱۰. استریپ و کپ ۰٫۱ ml برای استفاده در روتور ۷۲ چاهکی (شماره کاتالوگ ۹۸۱۱۰۳ و یا ۹۸۱۱۰۶)
۱۱. در غیر این صورت: لوله های ۰.۲ ml PCR برای روتورهای ۳۶ چاهکی (شماره کاتالوگ ۹۸۱۰۰۵ و یا ۹۸۱۰۰۸)

نکات احتیاط عمومی

۱. استفاده از سر سمپلرهای فیلتردار و RNase & DNase free
۲. نگهداری و تخلیص مثبت برای هیپاتیت C نمونه های گرفته شده از مریض کنترلها و محصولات حاصل از PCR باید درمحل کاملاً جدا از محل نگهداری و آماده سازی Master Mix صورت پذیرد.
۳. همه مواد مورد نیاز کیت قبل از شروع کار باید به طور کامل در دمای اتاق ذوب شود.
۴. بعد از ذوب شدن، کلیه مواد (به ویژه استانداردهای کیت) را به خوبی پیپتاژ نمایید و به طور مختصر اسپین کنید. این امر برای جلوگیری از کاهش عملکرد کیت در طی زمان به طور کامل توصیه میشود.

۵. تمام مراحل مربوط به تهیه Master Mix باید بر روی یخ یا جعبه های سرد (cooling box) انجام شود. استوک اصلی مربوط به Master Mix بعد از برداشتن مقدار مورد نیاز از آن باید به سرعت به فریزر منتقل شود.

۶. هنگام کار با مواد شیمیایی، همیشه روپوش مناسب آزمایشگاهی، دستکش یکبار مصرف، و عینکهای محافظ داشته باشید.

هشدارها و محدودیت ها

۱. کلیه نمونه ها عفونی بوده بنابراین تمامی مراحل آزمایش باید بر اساس اصول GLP¹ توسط پرسنل آموزش دیده دارای پوشش حرفه ای و محافظ² (PPE) انجام شود. آزمایش های بالینی بر نمونه های عفونی باید در هود کلاس دو (Class II Biological Safety Cabinet) در محیط ۲-BSL انجام شود. استفاده از دستورالعمل:

Interim Laboratory Biosafety Guideline For Handling and Processing Specimen Associated

۲. پیشنهاد می شود هود و یا استیشن مورد استفاده قبل و بعد از کار با وایتکس ۱۰ درصد تمیز شود و همین طور بعد از کار لامپ UV زده شود.

۳. پیشنهاد می شود محل استخراج RNA، آماده سازی مخلوط واکنش از فضای آماده کردن اضافه کردن نمونه و نمونه استاندارد جدا باشند زیرا ممکن است نتایج مثبت کاذب به وجود آید.

۴. پس از آماده سازی مخلوط واکنش، آن را در تاریکی نگهداری نمایید.

کنترل ها

۱. نمونه بیمار: از محتویات اسید نوکلئیک حاصل از استخراج RNA استفاده شود.

۲. کنترل منفی (NTC): همواره یک نمونه کنترل منفی حاوی آب بجای نمونه استفاده شود.

۳. استاندارد (STD): از استاندارد کیت بجای نمونه در یک واکنش استفاده گردد.

¹ Good Laboratory Practice

² Personal Protective Equipment

نمونه گیری و نگهداری

۱. برای امر تشخیص و تعیین مقدار ویروس هپاتیت C می توان نمونه های متفاوتی از جمله پلاسما، سرم، مایع مغزی نخاعی و غیره را مورد استفاده قرار داد، اما معمول ترین نمونه مورد استفاده نمونه پلاسما می باشد.
 ۲. نمونه خون گرفته شده باید در اسرع وقت (کمتر از شش ساعت از زمان نمونه گیری) پلاسما گیری شود. برای این منظور نمونه خون را به مدت ۲۰ دقیقه در ۱۶۰۰-۸۰۰ سانتریفوژ کنید و پلاسما جدا شده را به تیپ پلی پروپیلن استریل منتقل کنید. حساسیت تست در صورت منجمد کردن نمونه خون کاهش خواهد یافت به همین دلیل تا جای ممکن از این امر باید پرهیز گردد. هر چند پلاسما جدا شده را می توان بدون آسیب به ژنوم ویروس برای روزها در ۴ درجه سانتی گراد، هفته ها در ۲۰- درجه سانتی گراد و ماه ها و حتی سال ها در ۷۰- درجه سانتی گراد نگهداری کرد.
 ۳. نتایج منفی کاذب می توانند به دلیل حضور افزایش غلظت مهار کننده های واکنش PCR، نمونه گیری نامناسب، استخراج RNA غیر استاندارد، انتقال نامناسب نمونه و یا از غلظت کم نمونه ناشی گردد.
 ۴. اگرچه هپارین یکی از پر کاربردترین مواد ضد انعقاد میباشد به هیچ عنوان نباید برای نمونه های خونی که برای آنالیز توسط این کیت مورد استفاده قرار میگیرد به کار رود.
 ۵. اگر احتمال تاخیر در استخراج نمونه ها وجود دارد، آنها را در دمای ۷۰- درجه سانتیگراد یا پایینتر نگهداری نمایید.
 ۶. نوکلئیک اسیدهای استخراج شده باید در دمای ۷۰- درجه سانتیگراد یا پایین تر نگهداری شوند.
 ۷. نمونه های که ۴ روز یا بیشتر در دمای ۴-۲ درجه سانتیگراد نگهداری نشده یا در دمای ۷۰- درجه سانتیگراد یا پایین تر فریز نشده است قابل استفاده برای آزمایش نمیشد.
- ایمنی زیستی در آزمایشگاه های میکروبیولوژی و زیست-پزشکی چاپ پنجم

<http://www.cdc.gov/biosafety/publications>

کنترل داخلی

این کیت به همراه یک کنترل داخلی برای مصرف کننده نهایی تهیه شده است. این امر به کاربر نهایی اجازه میدهد تا هم فرآیند تخلیص را چک کند و هم احتمال وجود مواد مهارکننده PCR را بررسی نماید. به طور کل در این حالت کنترل داخلی موجود در کیت را به مقدار $0.2/1$ میکرولیتر به ازاء هر ۱ میکرولیتر از حجم حل کردن نهایی ژنوم ویروس هپاتیت C اضافه می شود. برای مثال اگر ژنوم تخلیص شده از هپاتیت C را در ۵۰ میکرولیتر آب حل میکنیم باید در هنگام تخلیص پلاسما مربوط به آن به پلاسما ۱۰ میکرولیتر کنترل داخلی اضافه کنیم. به بیان دیگر حجم کنترل داخلی اضافه شده تنها تابعی از میزان الوشن (Elution) نهایی می باشد. این کنترل داخلی را می توان به طور مستقیم به بافر لیز اضافه کرد و یا آن را به مخلوط بافر لیز و پلاسما

اضافه نمود. این نکته قابل ذکر است که اضافه کردن کنترل داخلی به بافر لیز یا مخلوط بافر لیز و پلاسما باید به صورت تازه صورت گیرد. همچنین کنترل داخلی به هیچ عنوان نباید به خود نمونه به صورت مستقیم و در غیاب بافر لیز اضافه شود. همچنین میتوان کنترل داخلی را تنها در طی مرحله PCR اضافه کرد که در این حال هیچ گونه کنترلی بر روی مرحله تخلیص وجود نخواهد داشت. در این حالت ۱ میکرولیتر کنترل داخلی به ۱۵ میکرولیتر MasterMix-HCV اضافه شده و سپس از این مخلوط مقدار ۱۵ میکرولیتر با ۱۰ میکرولیتر از نمونه تخلیص شده مخلوط می گردد.

اگر از IC به عنوان یک کنترلکننده مهار RT-qPCR استفاده می شود و نه به عنوان یک کنترل برای روش آماده سازی نمونه، مقدار نهایی برای هر لوله تست یا استاندارد را مطابق جدول زیر تنظیم کنید.

Title	Volume
HCVMaster-A	13.75 μ l
HCVMaster-B	1.25 μ l
Internal Control	1 μ l
Total	16 μ l

در نهایت ۱۵ μ l از ۱۶ μ l توتال آماده شده را به هر میکروتیوب اضافه نمایید.

آماده سازی

در صورتیکه کنترل داخلی را در مرحله استخراج اضافه کرده اید، مقادیر لازم برای آماده سازی هر لوله تست یا استاندارد را مطابق جدول زیر آماده کنید.

Title	Volume
HCVMaster-A	13.75 μ l
HCVMaster-B	1.25 μ l
Total	15 μ l

نکته: لازم به ذکر است که در هر بار انجام تست یک لوله به عنوان (No Template Control (NTC باید گذاشته شود. بر اساس جدول فوق در NTC به جای نمونه استخراج شده آب استفاده میشود. تیوب NTC برای کنترل آلودگی واکنش کاربرد دارد.

اضافه کردن الگو

پس از آماده سازی محلول ها و انتقال آن به تیوب های واکنش، ابتدا نمونه کنترل منفی (NTC) را آماده کنید. برای این کار، ۱۰ میکرولیتر از آب بدون نوکلئاز را به تیوب کنترل منفی اضافه نمایید. پس از انتقال به منطقه کار با اسیدنوکلئیک، ۱۰ میکرولیتر از نمونه استاندارد و ۱۰ میکرولیتر از نمونه های بیمار را به تیوب های مربوطه اضافه نمایید. سپس تیوب ها را در دستگاه ترمال سایکلر قرار داده و نمونه ها را نام گذاری کنید.

Reaction Setup	Volume
Total MasterMix	15 μ l
Sample or Standard	10 μ l
Final Volume	25 μ l

برنامه ریزی دمایی

به منظور انجام تست باید برنامه دمایی زیر برای دستگاه تعریف شود. سنجش طیف نشری (Acquisition) باید هم در کانال سبز (مربوط به سیگنال دریافتی از ژنوم HCV) و هم در کانال زرد (مربوط به سیگنال دریافتی از کنترل داخلی) انجام شود. مقادیر دمایی هر قسمت در کادر زیر آورده شده است.

Steps	Temperature	Hold	Cycle
Reverse Transcription	50 °C	20 min	1
Pre-Denaturation	95 °C	3 min	1
Denaturation	95 °C	15 sec	45
Annealing and Acquisition on Channel Green (FAM) and Yellow (HEX)	55 °C	45 sec	
Extension	72 °C	15 sec	

علاوه بر تعریف دمایی دستگاه که در قسمت بالا آمده است دستگاه باید برای طیف سنجش فلورسنت نیز تنظیم گردد.

آنالیز نتایج

تعیین تعداد ژنوم ویروس هپاتیت C تخلیص شده:

استانداردهای تامین شده در این کیت معادل یک نمونه تخلیص شده با تعداد کپی ویروس کاملا مشخص است. از آنجا که از هر نمونه تخلیص شده مقدار ۱۰ میکرولیتر از ژنوم تخلیص شده با ۱۵ میکرولیتر از Total MasterMix مخلوط میشود باید همین روند به طور مشابه برای نمونههای استاندارد نیز اعمال گردد. برای ترسیم منحنی استاندارد هر چهار استاندارد موجود در کیت در هر بار انجام تست باید به همراه نمونه های مجهول مورد آنالیز قرار گیرد تا بتوان به واسطه منحنی استاندارد کشیده شده تعداد کپی ویروس در نمونه های مجهول تعیین گردد. برای انجام این امر باید استانداردها به عنوان استاندارد در برنامه تعریف شوند و مقدار معادل استاندارد بر اساس فرمول زیر محاسبه شده و به نرم افزار دستگاه وارد شود.

✓ استانداردهای تامین شده در کیت به صورت $IU/\mu l$ میباشد. برای تبدیل این استانداردها به IU/ml از رابطه زیر استفاده کنید.

$$\text{نتیجه} = (IU/ml) \frac{\text{حجم الیوشن} (\mu l) \times \left(\frac{IU}{\mu l}\right) \text{نتیجه}}{\text{حجم نمونه تخلیص شده} (ml)}$$

آنالیز اطلاعات

حد آستانه (Threshold) را بر روی Baseline و در $Th = 0.02$ قرار دهید. سپس نتایج را به صورت زیر تفسیر کنید:

- ۱- سیگنال فلورسانس در کانال (A.FAM=Green Channel) کاملا مشخص است. نتیجه تست برای ویروس مثبت است و نمونه تخلیص شده از پلاسما حاوی ویروس هپاتیت C بوده است. در این حالت، وجود سیگنال فلورسانس در کانال Yellow (HEX) اهمیت ندارد زیرا در صورت بالا بودن غلظت اولیه ژنوم ویروس هپاتیت C سیگنال در کانال Yellow (HEX) میتواند بسیار ضعیف باشد یا اصلا وجود نداشته باشد.
- ۲- هیچ سیگنال فلورسانسی در کانال (A.FAM=Green Channel) مشاهده نمیشود. در همین حین سیگنال در کانال Yellow (HEX) مربوط به کنترل داخلی قابل مشاهده است. این حالت نشان دهنده عدم وجود ویروس هپاتیت C در نمونه پلاسما میباشد. همچنین مثبت بودن سیگنال حاصل از کانال Yellow (HEX) وجود هر گونه مهار کننده واکنش PCR را منتفی میکند.

۳- هیچ سیگنال فلورسانسی در کانال A.FAM و کانال Yellow (HEX) قابل مشاهده نیست. در این حالت هیچ گونه نتیجه گیری در مورد تست نمیتوان انجام داد. تست باید دوباره تکرار شود.

نتایج	تفسیر
HCV RNA >75 IU/ml	نتیجه در محدوده آزمایش تعیین شده است. احتمال تشخیص HCV RNA بیش از ۹۵٪ است. نتیجه آزمایش مثبت از نظر آماری تضمین شده است.
HCV RNA <75 IU/ml	نتیجه خارج از محدوده تست تعیین شده است. تکرارپذیری نتیجه مثبت تضمین نمی شود.
HCV RNA negative	هیچ HCV RNA شناسایی نشد.

مشکل	دلیل بروز مشکل	اقدام اصلاحی
1	هیچ سیگنالی دریافت نشده ولی کنترل مثبت سیگنال دارد.	استخراج RNA با برخی از کیت ها ممکن است همراه با برخی ناخالصی هایی باشد که با مسترمیکس واکنش مهاری دهد
2	هیچ سیگنالی از هیچ کانالی دریافت نمی شود (حتی در نمونه استاندارد و کنترل داخلی کیت نیز هیچ سیگنالی رویت نشده)	واکنش را مجدد روی کنترل مثبت کیت تکرار کنید تا از مشکل مسترمیکس اطمینان حاصل کنید.
3	آلودگی فضای هود یا work station که میکس اولیه آماده می گردد.	از نحوه run دستگاه و همچنین سلامت دستگاه اطمینان حاصل کنید.
3	رویت سیگنال در نمونه کنترل منفی یا مشترک می باشد	با سفیدکننده ۱۰٪ تمام سطوح هود را تمیز کنید و به مدت ۲۰ دقیقه سفید کننده ۱۰٪ بگذارید روی سطوح بماند و سپس به مدت ۲۰ دقیقه UV را روشن کنید.
4	شدت فلورسنت کم است	امکان دارد طی روند کار به هر علتی سمپلر هود تمیز شما مقداری آلودگی داشته باشد برای رفع آلودگی بیرون و داخل سمپلر را با وایتکس ۱۰٪ خوب تمیز کنید و سمپلرها را زیر UV به طریقی که سر آنها UV بخورد قرار دهید / هرگز از سمپلر مشترک که برای نمونه بیمار یا کنترل مثبت استفاده میکنید جهت درست کردن میکس اولیه استفاده نکنید.
4	سیگنال فلورسنت حالت سیگمونییدی ضعیفی دارد	توجه داشته باشید که برای انجام تست باید دو فضای مجزا (هود مجزا) برای میکس اولیه و اضافه کردن نمونه بیمار داشته باشید.
5	گرفتن سیگنالهای خطی (noise)	برای جلوگیری از این اتفاق دفعه اول به اندازه مورد نیاز هر بار استفاده مسترمیکس ها را الکوت کنید در غیر این صورت اگر طی دو یا سه روز کل کیت مصرف می شود مسترمیکس ها را در دمای ۴ درجه نگهداری کنید.
5	سیگنال فلورسنت حالت سیگمونییدی ضعیفی دارد	در صورت امکان دوباره فرآیند استخراج RNA و یا نمونه گیری را تکرار کنید.
6	گرفتن سیگنالهای خطی (noise)	برای دستگاه Qiaqen (کوربت) گزینه outlier removal را طبق شرایط بهینه نمونه روی ۰.۵٪ بگذارید.

اختصاصیت آنالیتیکال این کیت برای شناسایی اختصاصی ویروس هپاتیت C در درجه اول به واسطه مطالعات کامل و دقیق بیوانفورماتیکی که در مورد طراحی پرایمر و پروب آن به کار بسته شد تأمین گردید.

کیت Senmurv HCV RT-qPCR با هیچ یک از عوامل بیماری زا زیر واکنش نشان نمی دهد:


CONTROL GROUP	HCV	INTENAL CONTROL
Herpes simplex virus 1	-	+
Herpes simplex virus 2	-	+
Epstein-Barr virus	-	+
Cytomegalovirus	-	+
Hepatitis A virus	-	+
Hepatitis B virus	-	+
Hepatitis D virus	-	+
Hepatitis E virus	-	+
Varicella-zoster virus	-	+
Escherichia coli	-	+
HIV1&2	-	+
Human T cell leukemia virus type	-	+
parvovirus B19	-	+

برای تعیین حساسیت آنالیتیکال کیت HCV qRT-PCR، یک سری رقت ویروس HCV از IU/mL ۵۰ تا ۱۰^۷ IU/mL ایجاد گردید و با استفاده از کیت HCV qRT-PCR و با دستگاه‌های Rotor-Gene مورد ارزیابی قرار گرفت. این آزمایش در سه روز و در هشت تکرار صورت پذیرفت و نتایج از طریق آنالیز تعیین شدند. از آنجا که آخرین رقتی که به صورت ۱۰۰٪ خوانش گردید بین ۵۰-۵۰۰ IU/ml بود، رقت‌های پایین آن را به صورت ۱۲۵، ۱۰۰، ۷۵، ۵۰، ۶۰، تهیه گردید و در ۲۰ تکرار رقتها بررسی شدند. رقت IU/mL ۷۵ به صورت ۱۰۰٪ مثبت تشخیص داده شد ولی رقت IU/mL ۶۰ تنها در ۶۶٪ موارد شناسایی گردید. بنابراین LOD کیت بین ۶۰-۷۵ IU/mL به دست آمد. این مقدار بنابراین به عنوان LOD گزارش گردید.


خطی بودن (Linearity)

هدف تخمین بازه غلظتی که در این بازه داده‌های حاصل از سنجش کمی ویروس دارای رفتار خطی بر روی منحنی آنالیز آن باشد. مطابق 6-A EP، برای استانداردها در طول ۵ روز به صورت دابل‌یکیت، ریل تایم گذاشته شد. سپس خطی بودن استانداردها بررسی گردید.

Linearity		
IU/ml	Expected	Observed
50	1.69	2.35
62.5	1.79	2.01
125	2.09	2.3
500	2.69	2.48
1000	3	3.02
10000	4	4.01
100000	5	5.08
1000000	6	5.99
10000000	7	7



شکل ۱: نتایج خطی بودن کیت در بازه ۵۰ تا ۱۱ IU/ml E7



شکل ۲: نتایج خطی بودن کیت در بازه ۱۰۰ تا ۱۱ IU/ml E7

بر اساس مقایسه دو گراف فوق این مطلب قابل دستیابی است که linearity تست در بازه IU/ml ۱۰۰ الی ۱۱ IU/ml E7 با $R = 0.99$ و شیب خط برابر با 0.99 قابل قبول است.









حساسیت و اختصاصیت کلینیکال

۱۰۲ نمونه بیمار منفی و ۱۰۳ نمونه بیمار مثبت با کیت بررسی شدند. با توجه به نتایج به دست آمده از ۱۰۲ نمونه منفی ۱۰۲ مورد منفی شناسایی شدند و از بین ۱۰۳ نمونه مثبت ۱۰۱ نمونه به درستی تشخیص داده شد. که بر اساس فرمول حساسیت و اختصاصیت نتایج زیر به دست آمد:

		SENMURV HCV qRT-QPCR kit		
		+	-	Total
Altona HCV RT-qPCR kit 2.0	+	101	2	103
	-	0	102	102

بررسی حساسیت و اختصاصیت کیت

حساسیت کیت Senmurv HCV RT-qPCR در مقایسه با کیت رفرنس Altona HCV RT-qPCR kit 2.0 ۹۸٪
و اختصاصیت آن ۱۰۰٪ ارزیابی گردید.

	Research Use Only	برای مصارف پژوهشی
	Catalog Number	کد کالا
	Batch Number	شماره بیج تولید شده
	Temperature Limitation	محدودیت دمایی
	Conculta Instructon For Use	مطالعه دستورالعمل
	Content sufficient for <n> tets	تعداد تست
	Use by	تاریخ انقضا
	Manufacturer	آدرس

شرکت فناوری بن یاخته - گروه سین مورو

دفتر مرکزی : تهران، سعادت آباد، میدان فرهنگ، بلوار 24 متری سعادت آباد،

خیابان حیدرینیا (دوم شرقی)، پلاک 9، شرکت فناوری بن یاخته

پشتیبان فنی : 09301821601

کد پستی: 1997775555

تلفن های تماس : 02122082120

Web Site : www.Senmurv.co

Email : info@senmurv.ir