



دفترچه راهنما

کیت شناسایی و سنجش کیفی

HSV-1 و HSV-2 ویروس

Real-Time PCR با روش

STEM
CELL
TECHNOLOGY
شرکت فناوری بن یاخته

Doc. #: IFU-HSV 1/2 Doc. Version: 03 Revision Date: 05-06-2022

فهرست مطالب

۳	شماره رفرانس
۳	شرح کیت
۳	اصول
۳	اطلاعات پانوزن
۴	محتویات کیت
۵	نگهداری و انتقال کیت
۶	نکات احتیاط عمومی
۷	هشدارها و محدودیت‌ها
۸	نمونه‌گیری و نگهداری
۹	عوامل تداخلی
۹	آماده سازی
۱۰	اضافه کردن الگو
۱۰	برنامه ریزی دمایی
۱۳	آنالیز نتایج
۱۴	نکات آنالیز نتایج در دستگاه‌های مختلف
۱۶	نشانه‌ها
۱۶	اطلاعات تماس

● BONHSV1/2-24

شرح کیت

این کیت بر اساس واکنش زنجیره ای پلیمرز (PCR) به صورت Real-Time ساخته شده است. این محصول برای تشخیص در شرایط آزمایشگاهی و برای تشخیص ویروس HSV-1 و HSV-2 تهیه شده است. نتایج تشخیصی به دست آمده توسط این محصول باید همراه با سایر داده های بالینی یا آزمایشگاهی تفسیر شوند.

اصول

تشخیص پاتوژن توسط واکنش زنجیره ای پلیمرز (PCR) بر اساس تکثیر مناطق خاص ژنوم ویروس می باشد. در واکنش Real-Time PCR محصول تکثیر شده از طریق فلوروسنت شناسایی می شوند. مشاهده شدت فلوروسنت در حین واکنش PCR (به صورت Real-Time) تشخیص محصولات در حال تکثیر را بدون نیاز به بازکردن مجدد لوله های واکنش پس از اجرای PCR ممکن می سازد. این کیت در قالب یک پلتفرم مولتی پلکس شامل سه ست پرایمر و پروب طراحی شده است که قادر به تشخیص همزمان افتراقی دو ویروس HSV-1 و HSV-2 به ترتیب با فلوروفور های FAM و TEXAS RED می باشد. در این کیت از یک اندوژن انسانی به عنوان کنترل داخلی با فلوروفور HEX به منظور کنترل دقت در پروسه استخراج و سمپلینگ استفاده شده است همچنین وجود کنترل داخلی، از گزارش منفی کاذب حاصل از مهار PCR پیشگیری میکند.

اطلاعات پاتوژن

ویروس های هرپس سیمپلکس ۱ و ۲ (HSV-1 و HSV-2) از مهم ترین ویروس های بیماری زای انسانی و دو عضو بسیار مهم از خانواده Herpesviridae هستند و همراه با ویروس Varicella-zoster (VZV)، تحت عنوان alphaherpesviridae طبقه بندی می شوند. HSV-1 و HSV-2 دارای ژنوم DNA دورشته ای خطی و به طول تقریبی ۱۵۰ kbp هستند که با یک کپسید پروتئینی با تقارن

۲۰ وجهی احاطه شده‌اند و در بیش از ۸۰٪ ناحیه‌ی کدکننده‌ی پروتئین ژنوم خود با یکدیگر اشتراک دارند.

عفونت‌های HSV در سرتاسر جهان بدون توزیع فصلی رخ می‌دهند. اگرچه عفونت HSV معمولاً بدون علامت است، اما می‌تواند طیف گسترده‌ای از علائم بالینی، از جمله تبخال دهان، تبخال تناسلی، تبخال نوزادی، آنسفالیت و تبخال چشمی را ایجاد کند.

این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری هستند و از طریق تماس مستقیم با ترشحات حاوی ویروس مانند بزاق و ترشحات دستگاه تناسلی منتقل می‌شوند. شیوع عفونت HSV-2 به تدریج از دوران کودکی افزایش می‌یابد و در سال‌های بعد به ۸۰ درصد و بیشتر می‌رسد، در حالی که تا نوجوانی، نمونه‌های خونی کمی از مبتلایان، HSV⁺ می‌شوند.

اکثر عفونت‌های اولیه‌ی HSV-1 به صورت عفونت‌های خفته یا ناشناخته بروز پیدا می‌کنند. عفونت‌های اولیه با HSV-2 به طور معمول به صورت تبخال تناسلی ظاهر می‌شوند. عفونت اولیه با HSV-1 یا HSV-2، تاخیر در ایجاد گانگلیون ریشه پشتی را به دنبال دارد. به طور دوره‌ای، ویروس دوباره فعال می‌شود و از طریق آکسون عصبی به محل‌های دهان یا تناسلی می‌رود، در نتیجه ویروس عفونی آزاد شده و در برخی موارد، ضایعه ایجاد می‌شود.

محتویات کیت

Title	24 Tests
MasterMix HSV-1/2	360 µl/tube × 1
Positive Control	50 µl/tube × 1
Internal Control	200 µl/tube × 1

نگهداری و انتقال کیت

- ✓ کلیه محتویات این کیت باید در دمای ۲۰- درجه سانتی‌گراد و در تاریکی نگهداری‌گردد، همچنین به منظور انتقال و جابه‌جایی کیت از یونولیت با درب و یخخشک استفاده نمایید.
- ✓ نگهداری کیت در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد هیچگاه نباید بیشتر از یکساعت شود.
- ✓ این کیت نیاز به حمل بر روی بسته‌های یخ‌زده (Frozen Ice Pack) را دارد.
- ✓ همه مواد موجود در کیت تا تاریخ انقضا، همان‌طور که روی برچسب بسته‌بندی محصول مشخص شده است، در شرایط مشخص شده پایدار هستند.
- ✓ از چرخه‌های متعدد ذوب و انجماد (Freeze-Thaw) خودداری کنید زیرا سبب کاهش حساسیت و در نتیجه عدم کارایی کیت می‌شود.
- ✓ از قراردادن مستقیم اجزای کیت در معرض نور، گرما یا رطوبت خودداری کنید.
- ✓ معرف‌ها را قبل از استفاده در دمای اتاق (۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد) ذوب کنید. پس از ذوب شدن مواد موجود در کیت، لوله‌ها را به طور مختصر سانتریفیوژ کنید تا مطمئن شوید که مواد موجود در کیت به طور یکنواخت مخلوط شده‌اند.

مواد و تجهیزات مورد نیاز که باید توسط کاربر تدارک دیده شود:

۱. کیت استخراج DNA
۲. سمپلر قابل تنظیم در اندازه‌های مختلف و نوک سمپلر فیلتردار
۳. سانتریفوژ رومیزی
۴. بلوک خنک‌کننده
۵. وایتکس ۱۰ درصد
۶. گان و دستکش
۷. دستگاه با قابلیت خوانش در کانال Green, Yellow, Orange
۸. نرم‌افزار دستگاه‌های مورد استفاده
۹. استریپ و کپ مناسب دستگاه مورد استفاده

نکات احتیاط عمومی

۱. لطفاً دستورالعمل را با دقت بخوانید و قبل از استفاده محصول با تمام اجزای کیت آشنا شوید و درحینکار دستورالعمل را دقیقاً دنبال کنید.
- ✓ لطفاً قبل از استفاده، ابزارهای Real-Time PCR سازگار را بررسی کنید و فرآیند را با آن‌ها جلو ببرید.
- ✓ از کیت یا اجزای کیت پس از تاریخ انقضا استفاده نکنید.
- ✓ در کیت آزمایش از ماده دیگری استفاده نکنید.
۲. استفاده از سرسمپلرهای فیلتردار و RNase & DNase free
۳. نگهداری و تخلیص مواد مثبت برای نمونه‌های گرفته شده از بیمار، کنترلها و محصولات حاصل از PCR باید در محلی کاملاً جدا از محل نگهداری و آماده سازی MasterMix صورت پذیرد.
۴. همه مواد مورد نیاز کیت قبل از شروع کار باید به طور کامل در دمای اتاق ذوب شود.
۵. بعد از ذوب شدن، کلیه مواد را به خوبی پیپتاژ نمایید و بهطور مختصر اسپین کنید. این امر برای جلوگیری از کاهش عملکرد کیت در طی زمان بهطور کامل توصیه میشود.
۶. تمام مراحل مربوط به تهیه MasterMix باید بر روی یخ یا جعبه‌های سرد (Cooling Box) انجام شود. استوک اصلی مربوط به Master Mix بعد از برداشتن مقدار مورد نیاز از آن باید به سرعت به فریزر منتقل شود.
۷. هنگام کار با مواد شیمیایی، روپوش مناسب آزمایشگاهی، دستکش یکبار مصرف، و عینک‌های محافظ داشته باشید.
۸. کیت حاوی کنترل مثبت است. برای جلوگیری از آلودگی که ممکن است باعث ایجاد مثبت کاذب شود، کنترل مثبت را از سایر مواد موجود در کیت کاملاً جدا کنید.
۹. PCR بسیار حساس به آلودگی متقابل است، پس فرآیند کار را با دقت انجام دهید.
۱۰. هنگام کار با نمونه‌ها و مواد موجود در کیت، برای جلوگیری از آلودگی، دستکش‌ها باید مرتباً تعویض شوند.
۱۱. از تیپ‌های جداگانه و اختصاصی استفاده کنید. هنگام کار با نمونه‌ها و مواد موجود در کیت از میکروتیپ‌های فیلتردار برای جلوگیری از ورود آلودگی DNA استفاده کنید.
۱۲. لطفاً لوله‌های PCR را پس از امپلیفای باز نکنید.
۱۳. از استفاده ی مجدد مواد یکبار مصرف پرهیزید.

۱۴. مواد موجود در کیت که بلا استفاده شدند، کیت استفاده شده و زباله‌ها باید به درستی دور انداخته شوند.

۱۵. پس از آزمایش، محل کار را پاک کنید، پیت‌ها و تجهیزات را با اسپری اتانول ۷۵٪ و وایتکس ۱۰٪ تمیز کنید.

هشدارها و محدودیت‌ها

۱. تمامی مراحل آزمایش باید بر اساس اصول^۱ GLP توسط پرسنل آموزش دیده دارای پوشش حرفه ای و محافظ^۲ (PPE) انجام شود. آزمایش‌های بالینی بر نمونه‌های عفونی باید در هود کلاس دو (Class II Biological Safety Cabinet) در محیط BSL-2 انجام شود. (استفاده از دستورالعمل: Interim Laboratory Biosafety Guideline For Handling and Processing (Specimen Associated)

۲. پیشنهاد می‌شود هود و یا استیشن مورد استفاده قبل و بعد از کار با وایتکس ۱۰ درصد تمیز شود و همینطور بعد از کار لامپ UV زده شود.

۳. پیشنهاد می‌شود محل استخراج DNA، آماده‌سازی مخلوط واکنش از فضای آماده‌سازی و اضافه کردن نمونه و نمونه کنترل مثبت جدا باشند زیرا ممکن است نتایج مثبت کاذب به وجود آید.

۴. پس از آماده‌سازی مخلوط واکنش، آن را در تاریکی نگهداری نمایید.

کنترل‌ها

۱. نمونه بیمار: از محتویات اسید نوکلئیک حاصل از استخراج DNA استفاده شود.

۲. کنترل منفی (NTC): همواره یک نمونه کنترل منفی حاوی آب بجای نمونه استفاده شود.

۳. کنترل مثبت (PTC): از کنترل مثبت کیت به جای نمونه در یک واکنش استفاده شود.

^۱ Good Laboratory Practice

^۲ Personal Protective Equipment

نمونه‌گیری و نگهداری

نمونه مورد نیاز می‌تواند یکی از موارد ذیل باشد:

سرم یا پلاسما، ادرار، مایعات بدن نظیر مایع مغزی-نخاعی (CSF)، آمنیوتی و چشمی، نمونه‌های تناسلی نظیر نمونه تهیه شده از سرویکس، واژن و یا سایر بخش‌های تناسلی، نمونه‌های تنفسی نظیر ترشحات برونش، نازوفارنکس و نایی، BAL و بزاق، بافت‌های مختلف نظیر مغز، کولون، کلیه، کبد، ریه و غیره و یا سایر نقاط بدن که درگیر عفونت ویروسی شده‌اند، نظیر پوست، بینی، گلو و غیره.

نمونه‌گیری باید در شرایط استریل صورت گیرد.

نگهداری نمونه‌های گرفته شده

۱. از ظرف‌های مخصوص و یکبار مصرف برای جمع‌آوری نمونه استفاده کنید.
۲. برای جمع‌آوری خون یا پلاسما، از لوله‌های استریل حاوی مواد ضدانعقادی مانند EDTA یا سیترات استفاده کنید. توجه داشته باشید که نمونه‌های حاوی هپارین به دلیل اثر مهارتی این ماده برای PCR مناسب نیستند.
۳. طی چند ساعت اولیه پس از خون‌گیری، سرم یا پلاسما را جدا و تا زمان انجام آزمایش در دمای 20°C نگهداری کنید. سایر نمونه‌های مورد استفاده را نیز طی چند ساعت اولیه پس از نمونه‌گیری در دمای 20°C نگهداری و از فریز و ذوب کردن مکرر آن‌ها خودداری نمایید.
۴. در صورت حمل و نقل نمونه، نمونه را در شرایط سرد و همراه یخ منتقل کنید.
۵. در صورت نبود شرایط برای انتقال نمونه در ۲۴ ساعت اولیه، نمونه را در 20°C فریز نمایید.

تاریخ انقضای کیت

تاریخ انقضای کیت بر روی جعبه محصول درج شده است.

کنترل داخلی (Internal Control)

وجود کنترل داخلی در کیت به کاربر این امکان را می‌دهد که فرآیند تخلیص و احتمال وجود مواد مهارکننده PCR را بررسی نماید.

توجه: در صورت استفاده از نمونه CSF و مایعات بدون بافت مقدار مقدار 0.2µl به ازاء هر 1µl از حجم حلال نهایی نوکلئیک اسید اضافه میشود. برای مثال اگر نوکلئیک اسید تخلیص شده را در 50µl آب حل میکنیم باید در هنگام تخلیص نمونه به آن 10µl کنترل داخلی اضافه کنیم.

عوامل تداخلی

EDTA (0.5M)، HCl (1N)، دانه‌های سیلیس (1µl)، خون (1µl)، اوره (۴۰ گرم در ۱۰۰ میلی لیتر) و بافر لیز عملکرد آزمایش را مهار میکنند. وجود مهارکننده در واکنش با ژن کنترل داخلی قابل ردیابی است.

خالص‌سازی نوکلئیک اسید

جداسازی اسید نوکلئیک باید توسط کیت‌های جداسازی موجود در بازار مطابق پروتکل‌های جداسازی مواد بالینی خاص انجام شود. کیت استخراج DNA در این کیت گنجانده نشده است.

آماده سازی

۱. ابتدا لوله‌ها را روی‌ریخ بگذارید تا محتویات آن‌ها ذوب شوند و لوله‌های MasterMix و کنترل مثبت را به آرامی ورتکس کنید و به‌طور مختصر سانتریفیوژ کنید.
 ۲. مقدار ۱۵ میکرولیتر MasterMix را به لوله‌های PCR اضافه کنید.
 ۳. مقدار ۵ میکرولیتر از نمونه اسید نوکلئیک جدا شده یا ۵ میکرولیتر کنترل مثبت را به لوله‌های PCR جداگانه اضافه کنید. در حین تهیه PCR لازم است همه اجزا در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد نگهداری شوند. از مواد بالینی منفی می‌توان به‌عنوان کنترل جداسازی منفی استفاده کرد.
 ۴. لوله‌ها را ببندید، مختصراً سانتریفیوژ کنید، آنها را داخل دستگاه قرار دهید و اجازه دهید مطابق مشخصات برنامه قید شده در این دفترچه تکثیر شوند. هنگام استفاده از کنترل مثبت یا مواد بالینی بسیار مراقب باشید.
 ۵. در این مرحله، بهتر است از فضاهای جداگانه برای اضافه کردن مستر واکنش و نمونه‌های بیمار استفاده کرد و همچنین در نظر داشته باشید که در ویال‌کنترل مثبت را تنها در محل آماده‌سازی مستر واکنش و فضای تمیز باز کنید.
- نکته در هر بار انجام تست یک لوله به‌عنوان No Template Control (NTC) باید گذاشته شود. در NTC به‌جای نمونه استخراج شده از آب استفاده می‌شود که برای کنترل آلودگی واکنش کاربرد دارد.

اضافه کردن الگو

پس از آماده سازی محلول‌ها و انتقال آن به تیوب‌های واکنش، ابتدا نمونه کنترل منفی (NTC) را آماده کنید. برای این کار، ۵ میکرولیتر از آب بدون نوکلئاز را به تیوب کنترل منفی اضافه نمایید. پس از انتقال به منطقه کار با اسیدنوکلئیک، ۵ میکرولیتر از کنترل مثبت و ۵ میکرولیتر از نمونه‌های بیمار را به تیوب‌های مربوطه اضافه نمایید. سپس تیوب‌ها را در دستگاه ترمال سایکلر قرار داده و نمونه‌ها را نام‌گذاری کنید.

Reaction Setup	Volume
Master Mix	15 μ l
Sample or Control	5 μ l
Final Volume	20 μ l

برنامه ریزی دمایی


دستورالعمل برای دستگاه‌های ABI StepOne و Rotor-Gene توصیف شده است. دیگر دستگاه‌های Real-Time PCR دارای کانال Green, Yellow, Orange نیز برای استفاده از اینکیت مناسب هستند. پس از تنظیم کردن دستگاه مطابق برنامه زیر، واکنش را راه اندازی کنید. در صورت استفاده از دستگاه ABI StepOne گزینه رنگ رفرنس داخلی (Passive Reference) را حذف کنید. برای آگاهی از نحوه تعریف کانال در دستگاه Rotor Gene به کاتالوگ دستگاه مراجعه کنید. مقادیر دمایی هر قسمت در جدول زیر آورده شده است

	Temperature	Hold	Cycle
Pre-Denaturation	95 °C	4 min	1
Denaturation	95 °C	15 sec	45
Annealing and Acquisition on Channel Green, Yellow, Orange	60 °C	45 sec	

علاوه بر تعریف دمایی دستگاه که در قسمت بالا آمده است دستگاه باید برای طیف سنجش فلورسنت نیز تنظیم گردد. اندازه گیری تابش فلورسانس باید برای رنگ Green, Yellow, Orange تنظیم شود.


تعریف طیف سنجش فلورسنت در دستگاه های مختلف:
دستگاه Rotor-Gene

بدین منظور در دستگاه Rotor-gene گزینه ی Gain Optimization را انتخاب کنید (شکل ۱).




شکل ۱. تنظیمات دستگاه

در این صفحه با انتخاب گزینه ی Optimise Acquiring برای کانال Green, Yellow, Orange بازه ی Target sample range از ۵ تا ۱۰ (حالت پیش فرض دستگاه) انتخاب شود (شکل ۲). همچنین Gain دستگاه باید بر مبنای تیوب عدد نوشته شده در کادر Tube Position صحیح انتخاب شده باشد (شکل ۳).




شکل ۲. تنظیمات دستگاه



شکل ۳. تنظیمات دستگاه

پس از انتخاب بازه‌ی مناسب برای هر کانال، گزینه‌ی 'Perform Optimization Before 1st Acquisition' را انتخاب کرده، و پنجره را ببندید (شکل ۴).



شکل ۴. تنظیمات دستگاه

آنالیز نتایج

۱. آنالیز نتایج توسط نرم افزار مربوطه و بر اساس دستورالعمل دستگاه انجام شود. در ۳ کانال رنگی Yellow (HEX) ، Green(FAM) و Orange (Texas Red) پس از قرار آستانه (Treshold) را در بازه‌ی مناسب قرار دهید.

۲. برای تفسیر نتایج، مطابق جدول زیر عمل کنید. خوانش هر یک از میکس‌های ۱ و ۲ در هر یک از کانال‌های فلورسانس مشخصی کند کدام تایپ HSV در نمونه وجود دارد.

	Green(FAM)	Orange(TEX)	Yellow(IC)
HSV-1 Detected	+	-	+
HSV-2 Detected	-	+	+
HSV NOT Detected	-	-	+
Invalid	-	-	-

بعد از آنالیز باید نتایج را به صورت زیر تفسیر کرد:

۱. نمونه زمانی مثبت می شود که دارای دو شرط زیر باشد.

A. دارای منحنی سیگموئیدی و فاز لگاریتمی باشد.

B. Ct HSV-1 و HSV-2 کمتر از ۴۰ باشد.

با توجه به موارد بالا، نتیجه منفی یک نمونه، مستلزم داشتن $IC \leq 30$ در کانال نارنجی و جواب منفی برای بقیه کانال ها است.

۲. در آنالیز HSV، در صورت مشاهده ی اختلاف سیکل کمتر از ۳ سیکل بین دو نوع HSV-

1 و HSV-2، نمونه دارای هر دو واریانت HSV-1 و HSV-2 می باشد. در اختلاف بیشتر از ۳

سیکل، ویروس با سیکل آستانه ای کمتر مثبت می باشد.


نکات آنالیز نتایج در دستگاه های مختلف

دستگاه Rotor-Gene:

آنالیز اطلاعات در دستگاه Rotor-gene ۶۰۰۰ و Rotor-gene ۳۰۰۰ باید توسط نرم افزار دستگاه و بر اساس دستورالعمل دستگاه صورت گیرد.

۱. از منوی Analysis، Quantitation را انتخاب کرده و روی یکرنگ، به طور مثال Green، دوبار کلیک کنید.

۲. با کلیک بر گزینه ی Reaction Efficiency Threshold، Outlier Removal را فعال کنید (شکل ۵).



شکل ۵. تنظیمات دستگاه






حساسیت آنالیتیکال

حساسیت آنالیتیکالی کیت سین مورو HSV-1/۲ غلظتی از DNA HSV-1 یا HSV-2 است که می تواند با نرخ مثبت $\geq 95\%$ شناسایی شود. حساسیت آنالیتیکال با تجزیه و تحلیل یک سری رقت از DNA HSV-1 و DNA HSV-2 با غلظت های مشخص تعیین شد. بر این اساس، حساسیت تحلیلی تعیین شده توسط آنالیز پروبیت، برای تشخیص DNA HSV-1، ۰/۴ کپی / میکرولیتر (۹۵٪ فاصله اطمینان) و حساسیت آنالیتیکال برای تشخیص DNA HSV-2 برابر با ۲/۵ کپی / میکرولیتر است (۹۵٪ فاصله اطمینان).

اختصاصیت آنالیتیکال

اختصاصیت کیت سین مورو با طراحی دقیق پرایمرها و پروب ها تضمین می شود. پرایمرها و پروب ها با تمامی توالی های گزارش شده تا اطمینان حاصل شود که همه ژنوتیپ های HSV مربوطه شناسایی شده اند. علاوه بر این، اختصاصیت کیت با بررسی پنلی از DNA/RNA ژنومی استخراج شده از سایر ویروس های هرپس و سایر پاتوژن های مرتبط با بیماران مبتلا به نقص ایمنی مورد ارزیابی قرار گرفت.

Organism	Cycling Green (HSV-1)	Cycling Yellow (HSV-2)	Cycling Orange (IC)
Hepatitis A virus	-	-	+
Hepatitis B virus	-	-	+
Hepatitis C virus	-	-	+
Human immunodeficiency virus 1	-	-	+
Epstein-Barr virus	-	-	+
Cytomegalovirus	-	-	+
BK virus	-	-	+
Parvovirus B19	-	-	+
Human herpesvirus 6 (A, B)	-	-	+
Human herpesvirus 7	-	-	+
Human herpesvirus 8	-	-	+

	Research Use Only	برای مصارف پژوهشی
	Catalog Number	کد کالا
	Batch Number	شماره بچ تولید شده
	Temperature Limitation	محدودیت دمایی
	Consult Instructon For Use	مطالعه دستورالعمل
	Content sufficient for <n> tets	تعداد تست
	Use by	تاریخ انقضا
	Manufacturer	آدرس

اطلاعات تماس

شرکت فناوری بن یاخته - گروه سپین مورو

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، میدان فرهنگ، بلوار 24 متری سعادت آباد
(خیابان حیدرآباد) دوم شرقی، پلاک 9، شرکت فناوری بن یاخته

کد پستی: 1997775555 پشتیبان فنی: 09301821601

تلفن های تماس: 02122082120

Web Site: www.Senmurv.co

Email: info@senmurv.ir