



دفترچه راهنما

کیت شناسایی و سنجش کیفی

Human Papillomavirus (HPV)

با روش

Real-Time PCR

STEM  
CELL  
TECHNOLOGY  
شرکت فناوری بن یاخته

Doc. #:IFU-HPV4-01 Doc. Version: 05 Revision Date: 01-02-2023

Version 05

۳	شماره رفرانس
۳	شرح کیت
۳	اصول
۴	اطلاعات پاتوزن
۵	محتویات کیت
۵	نگهداری و انتقال کیت
۶	نکات احتیاط عمومی
۷	هشدارها و محدودیت ها
۸	نمونه گیری و نگهداری
۸	عوامل تداخلی
۹	آماده سازی
۹	اضافه کردن الگو
۱۰	برنامه ریزی دمایی
۱۱	آنالیز نتایج
۱۶	ارزیابی آنالیتیکال
۱۸	ارزیابی کلینیکال
۱۹	نشانه ها
۱۹	اطلاعات تماس

- BONHPV4/2-24

### شرح کیت

این کیت بر اساس واکنش زنجیره‌ای پلیمرز (PCR) به صورت Real-Time ساخته شده است. این محصول برای تشخیص در شرایط آزمایشگاهی تهیه شده و برای تشخیص ۱۴ نوع رایج ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) با ریسک بالا (شامل انواع ۱۶، ۱۸، ۳۱، ۳۳، ۳۵، ۳۹، ۴۵، ۵۱، ۵۲، ۵۶، ۵۸، ۵۹، ۶۶، ۶۷ و ۶۸) و ۲ نوع رایج HPV با ریسک پایین (شامل انواع ۶ و ۱۱) در نمونه‌های سواب دهانه رحم (Cervical)، آلت تناسلی (Penis)، واژن (Vagina) طراحی شده است و نشانه‌ای برای تشخیص عفونت توسط این پاتوژن است.

نتایج تشخیصی به دست آمده توسط این محصول باید همراه با سایر داده‌های بالینی یا آزمایشگاهی تفسیر شوند.

### اصول

تشخیص پاتوژن توسط واکنش زنجیره‌ای پلیمرز (PCR) بر اساس تکثیر مناطق خاص ژنوم ویروس می‌باشد. در واکنش Real-Time PCR محصول تکثیر شده از طریق رنگ‌های فلوروسنت شناسایی می‌شوند. مشاهده شدت فلوروسنت در حین واکنش PCR (به صورت Real-Time) تشخیص و کمی-سازی محصولات در حال تکثیر را بدون نیاز به بازکردن مجدد لوله‌های واکنش پس از اجرای PCR ممکن می‌سازد.

### دامنه کاربرد

تشخیص DNA ویروس پاپیلومای انسانی با ریسک بالا (شامل انواع ۱۶، ۱۸، ۳۱، ۳۳، ۳۵، ۳۹، ۴۵، ۵۱، ۵۲، ۵۶، ۵۸، ۵۹، ۶۶، ۶۷ و ۶۸) و ۲ نوع رایج HPV با ریسک پایین (شامل انواع ۶ و ۱۱) در نمونه‌های سواب دهانه رحم (Cervical)، آلت تناسلی (Penis)، واژن (Vagina)

عفونت HPV (Human Papillomavirus) یا ویروس به‌عنوان عامل سرطان دهانه‌رحم در زنان شناخته می‌شود. HPV یک ویروس حاوی ماده ژنتیکی از جنس DNA دورشته‌ای به طول ۸۰۰۰ جفت باز است.

ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) یک ویروس DNA منتقله از راه جنسی است که سبب عفونت در سلول‌های اپیتلیال انسان می‌شود. بیش از ۲۰۰ ژنوتیپ HPV یافت شده است که با توجه به میزان خطرناک بودن آنها در ایجاد سرطان، در گروه‌های پرخطر (HR) یا کم‌خطر (LR) طبقه‌بندی می‌شوند. DNA ویروسی HPV را می‌توان به‌عنوان ویرون‌های اپیزومی در سیتوپلاسم یافت یا اینکه به‌صورت ادغام شده در کروموزوم میزبان پیدا کرد. عفونت مداوم با برخی از ژنوتیپ‌های HPV منجر به ایجاد سرطان-دهانه‌رحم می‌شود.

HPV های پرخطر که HPV های انکوژنیک نیز نامیده می‌شوند باعث ایجاد سرطان شده و شامل تایپ‌های ۱۶، ۱۸، ۳۱، ۳۳، ۳۵، ۳۹، ۴۵، ۵۱، ۵۲، ۵۶، ۵۸، ۵۹، ۶۷ و ۶۸ است. برخی از HPV های با فراوانی کمتر نیز وجود دارند که احتمالاً برای انسان سرطان‌زا هستند شامل ۲۶، ۵۳، ۶۶، ۷۰، ۷۳ و ۸۲ هستند که در گروه HPV های پرخطر یا احتمالاً در معرض خطر طبقه‌بندی می‌شوند. HPV های کم‌خطر مانند ۶ و ۱۱ می‌توانند باعث ایجاد زگیل تناسلی و تغییرات درجه پایین در سلول‌ها شوند، اما به ندرت باعث سرطان می‌شوند. عفونت HPV خطرناک احتمال بالایی برای ایجاد سرطان‌های رحم دارد که اثبات شده است. تقریباً ۷/۹۹ درصد از سرطان‌های دهانه‌رحم ناشی از عفونت HPV پرخطر است. سرطان دهانه‌رحم دومین سرطان بدخیم شایع در بین زنان در سراسر جهان است.

عفونت HR HPV می‌تواند تغییرات سیتولوژیکی و بافت‌شناسی را ایجاد کند که با غربالگری پاپ (Pap Screening)، کولپوسکوپی (Colposcopy) یا بیوپسی (Biopsy) قابل تشخیص است. با این وجود، زنانی که آزمایش پاپ‌اسمیر منفی یا HPV DNA HR منفی را داشته‌اند، باز هم احتمال بالایی در ابتلا به ضایعات پیش‌سرطانی دهانه‌رحم دارند.

Title	24 Tests
	Volume per Vial
HPVMaster 1	350 µl/tube × 1
HPVMaster 2	350 µl/tube × 1
HPVMaster 3	350 µl/tube × 1
HPVMaster 4	350 µl/tube × 1
HPVMaster B	100 µl
Positive Control	100 µl

### نگهداری انتقال کیت

- ✓ کلیه محتویات این کیت باید در دمای ۲۰- درجه سانتی گراد و در تاریکی نگهداری گردد، همچنین به منظور انتقال و جابه جایی کیت از یونولیت با درب و یخ خشک استفاده نمایید.
- ✓ نگهداری کیت در دمای ۴ درجه سانتی گراد هیچ گاه نباید بیشتر از یک ساعت شود.
- ✓ این کیت نیاز به حمل بر روی بسته های یخ زده (Frozen Ice Pack) را دارد.
- ✓ همه مواد موجود در کیت تا تاریخ انقضا، همان طور که روی برچسب بسته بندی محصول مشخص شده است، در شرایط مشخص شده پایدار هستند.
- ✓ از چرخه های متعدد ذوب و انجماد (Freeze-Thaw) خودداری کنید زیرا سبب کاهش حساسیت و در نتیجه عدم کارایی کیت می شود.
- ✓ از قراردادن مستقیم اجزای کیت در معرض نور، گرما یا رطوبت خودداری کنید.
- ✓ معرف ها را قبل از استفاده در دمای اتاق (۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد) ذوب کنید. پس از ذوب شدن مواد موجود در کیت، لوله ها را به طور مختصر سانتریفیوژ کنید تا مطمئن شوید که مواد موجود در کیت به طور یکنواخت مخلوط شده اند.

مواد و تجهیزات مورد نیاز که باید توسط کاربر تدارک دیده شود؛

۱. کیت استخراج DNA
۲. سمپلر قابل تنظیم در اندازه هاش مختلف و نوک سمپلر فیلتردار

۳. سانتریفوژ رومیزی
۴. بلوک خنک کننده
۵. وایتکس ۱۰ درصد
۶. گان و دستکش
۷. دستگاه Rotor-Gene , MIC, Azur با ۴ کانال فلوروسنت رنگ Green و Yellow و Orange و Red و یا انتخاب فلورفورهای FAM و HEX و Texas Red(ROX) و CY5
۸. نرم افزار Rotor-Gene Q نسخه ۱/۷/۹۴ ، نرم افزار Rotor-Gene 6000 نسخه ۱/۷/۶۵ ، نرم افزار Rotor-Gene 3000 نسخه ۶/۰/۲۳ و یا بالاتر.
۹. استریپ و کپ ۰/۱ ml برای استفاده در روتور ۷۲ چاهکی و یا لوله‌های 0.2 ml PCR برای روتورهای ۳۶ چاهکی

### نکات احتیاط عمومی

۱. لطفاً دستورالعمل را با دقت بخوانید و قبل از استفاده محصول با تمام اجزای کیت آشنا شوید و درحین کار دستورالعمل را دقیقاً دنبال کنید.
- ✓ لطفاً قبل از استفاده، ابزارهای Real-Time PCR سازگار را بررسی کنید و فرآیند را با آن‌ها جلو ببرید.
- ✓ از کیت یا اجزای کیت پس از تاریخ انقضا استفاده نکنید.
- ✓ در کیت آزمایش از ماده دیگری استفاده نکنید.
۲. استفاده از سرسپلرهای فیلتردار و RNase & DNase free
۳. نگهداری و تخلیص مواد مثبت برای HPV نمونه‌های گرفته شده از مریض، کنترل‌ها و محصولات حاصل از PCR باید در محلی کاملاً جدا از محل نگهداری و آماده‌سازی MasterMix صورت پذیرد.
۴. همه مواد مورد نیاز کیت قبل از شروع کار باید به طور کامل در دمای اتاق ذوب شود.
۵. بعد از ذوب شدن، کلبه مواد (به ویژه استانداردهای کیت) را به خوبی پیپتاژ نمایید و به طور مختصر اسپین کنید. این امر برای جلوگیری از کاهش عملکرد کیت در طی زمان به طور کامل توصیه می‌شود.
۶. تمام مراحل مربوط به تهیه MasterMix باید بر روی یخ یا جعبه‌های سرد (Cooling Box) انجام شود. استوک اصلی مربوط به Master Mix بعد از برداشتن مقدار مورد نیاز از آن باید به سرعت به فریزر منتقل شود.
۷. هنگام کار با مواد شیمیایی، همیشه روپوش مناسب آزمایشگاهی، دستکش یکبار مصرف، و عینک‌های محافظ داشته باشید.

۸. کیت حاوی کنترل مثبت است. برای جلوگیری از آلودگی که ممکن است باعث ایجاد مثبت کاذب شود، کنترل مثبت را از سایر مواد موجود در کیت کاملاً جدا کنید.
۹. PCR بسیار حساس به آلودگی متقابل است، پس فرآیند کار را با دقت انجام دهید.
۱۰. هنگام کار با نمونه‌ها و مواد موجود در کیت، برای جلوگیری از آلودگی، دستکش‌ها باید مرتباً تعویض شوند.
۱۱. از تیپ‌های جداگانه و اختصاصی استفاده کنید. هنگام کار با نمونه‌ها و مواد موجود در کیت از میکروتیپ‌های فیلتر دار برای جلوگیری از ورود آلودگی DNA استفاده کنید.
۱۲. لطفاً لوله‌های PCR را با دو دستکش یکبار مصرف بسته‌بندی کرده و به‌درستی دور بیندازید. لوله‌های PCR پس از امپلیفای را باز نکنید.
۱۳. همه مواد یکبار مصرف، یکبار مصرف هستند، مجدداً استفاده نکنید.
۱۴. مواد موجود در کیت که بلا استفاده هستند، کیت استفاده شده و زباله‌ها باید به‌درستی دور انداخته شوند.
۱۵. پس از آزمایش، محل کار را پاک کنید، پیپت‌ها و تجهیزات را با اتانول ۷۵٪ و وایتکس ۱۰٪ اسپری کنید.

#### هشدارها و محدودیت‌ها

۱. تمامی مراحل آزمایش باید بر اساس اصول GLP<sup>۱</sup> توسط پرسنل آموزش دیده دارای پوشش حرفه ای و محافظ (PPE)<sup>۲</sup> انجام شود. آزمایش‌های بالینی بر نمونه‌های عفونی باید در هود کلاس دو (Class II Biological Safety Cabinet) در محیط BSL-2 انجام شود. استفاده از دستورالعمل :
۲. پیشنهاد می شود هود و یا استیشن مورد استفاده قبل و بعد از کار با وایتکس ۱۰ درصد تمیز شود و همین طور بعد از کار لامپ UV زده شود .
۳. پیشنهاد می شود محل استخراج DNA ، آماده سازی مخلوط واکنش از فضای آماده کردن اضافه کردن نمونه و نمونه استاندارد جدا باشند زیرا ممکن است نتایج مثبت کاذب به وجود آید .
۴. پس از آماده سازی مخلوط واکنش ، آن را در تاریکی نگهداری نمایید .

<sup>۱</sup> Good Laboratory Practice

<sup>۲</sup> Personal Protective Equipment

## کنترل‌ها

۱. نمونه بیمار: از محتویات اسید نوکلئیک حاصل از استخراج DNA استفاده شود.
۲. کنترل منفی (NTC): همواره یک نمونه کنترل منفی حاوی آب بجای نمونه استفاده شود.
۳. کنترل مثبت (PTC): از کنترل مثبت کیت به جای نمونه در یک واکنش استفاده شود.

## نمونه‌گیری و نگهداری

۱. برای تشخیص ویروس می‌توان از سواب دهانه رحم (Cervical) ، آلت تناسلی (Penis) ، واژن (Vagina) و استفاده کرد.
۲. نمونه مناسب می‌تواند پاپ اسمیر یا هر نمونه مشابهی که حاوی میزان کافی از سلول‌های مخاطی دهانه یا گردن رحم باشد.

## نگهداری نمونه‌های گرفته شده

نمونه می‌تواند کمتر از ۸ ساعت در یخچال با محدوده دما از ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد و برای نگهداری طولانی‌مدت آن، باید در دمای ۲۰- درجه سانتی‌گراد منجمد شده و نگهداری شود.

## تاریخ انقضای کیت

تاریخ انقضای کیت بر روی جعبه محصول درج شده است.

## کنترل داخلی (Internal Control)

در این کیت کنترل داخلی نیز وجود دارد که به کاربر این امکان را می‌دهد که فرآیند تخلیص و احتمال وجود مواد مهارکننده PCR را نیز بررسی کند.

## عوامل تداخلی

EDTA (0.5M)، HCl (1N)، دانه‌های سیلیس ( $\mu\text{l}1$ )، خون ( $\mu\text{l}1$ )، اوره (۴۰ گرم در ۱۰۰ میلی لیتر) و بافر لیز عملکرد آزمایش را مهار می‌کنند. وجود مهارکننده در واکنش با وجود حضور ژن کنترل داخلی ( $\beta$ -گلوبین) قابل ردیابی است.

## خالص‌سازی نوکلئیک اسید

جداسازی اسید نوکلئیک باید توسط کیت‌های جداسازی موجود در بازار مطابق پروتکل‌های جداسازی مواد بالینی خاص انجام شود.

مواد نمونه باید از سلول‌های نمونه‌برداری شده از دهانه و ترشح دستگاه اداری تناسلی استخراج شده باشد. کیت استخراج DNA در این کیت گنجانده نشده است.

۱) برای نمونه‌های رحم، از وسیله مخصوص برای تراشیدن سلول‌های ضایعات دهانه استفاده کنید، نمونه حاصله را داخل ویال جمع‌آوری نمونه استریل قرار دهید.



۲) نمونه‌های ترشح مجاری ادراری تناسلی، شامل مجرای ادراری مردان، دستگاه تناسلی زنان و ترشح مجرای ادراری است.

۳) نمونه‌ها باید با کیسه یخ زیرصفر درجه‌سنتی گراد منتقل شده و استخراج شوند تا بلافاصله DNA به دست‌آید. اگر DNA استخراج شده بلافاصله مورد استفاده قرار نگیرد، باید در دمای ۲۰- درجه سانتی-گراد ذخیره شود.

## آماده‌سازی

۱. ابتدا لوله‌ها را روی ریک بیخ بگذارید تا محتویات آن‌ها ذوب شوند و محتویات لوله‌ها را به آرامی بیپیتاز و یا ورتکس کنید و به‌طور مختصر سانتریفیوژ کنید.

۲. مقدار ۱۴ میکرولیتر HPV Master A را به لوله‌های PCR اضافه کنید.

۳. مقدار ۱ میکرولیتر HPV Master B (در تعویض سر سمپلر در اضافه کردن HPV Master B به HPV Master A مختلف، توجه فرمایید)

۴. مقدار ۵ میکرولیتر از نمونه اسید نوکلئیک جدا شده یا ۵ میکرولیتر کنترل مثبت را به لوله‌های PCR جداگانه اضافه کنید. در حین تهیه PCR لازم است همه اجزا در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری شوند. از مواد بالینی منفی می‌توان به‌عنوان کنترل جداسازی منفی استفاده کرد.

۵. لوله‌ها را ببندید، مختصراً سانتریفیوژ کنید، آنها را داخل دستگاه قرار دهید و اجازه دهید مطابق مشخصات برنامه قید شده در این دفترچه تکثیر شوند. هنگام استفاده از کنترل مثبت یا مواد بالینی بسیار مراقب باشید.

۶. در این مرحله، بهتر است از فضاهای جداگانه برای اضافه کردن مستر واکنش و نمونه‌های بیمار استفاده کرد و همچنین در نظر داشته باشید که در ویال کنترل مثبت را تنها در محل آماده‌سازی مستر واکنش و فضای تمیز باز کنید.

نکته در هر بار انجام تست یک لوله به‌عنوان No Template Control باید گذاشته‌شود. در NTC به‌جای نمونه استخراج شده از آب استفاده می‌شود که برای کنترل آلودگی واکنش کاربرد دارد.

## اضافه کردن الگو

پس از آماده‌سازی محلول‌ها و انتقال آن به تیوب‌های واکنش، ابتدا نمونه کنترل منفی (NTC) را آماده کنید. برای این کار، ۵ میکرولیتر از آب بدون نوکلئاز را به تیوب کنترل منفی اضافه نمایید. پس از انتقال به منطقه کار با اسیدنوکلئیک، ۵ میکرولیتر از کنترل مثبت و ۵ میکرولیتر از نمونه‌های بیمار را به تیوب‌های مربوطه اضافه نمایید. سپس تیوب‌ها را در دستگاه ترمال سایکلر قرار داده و نمونه‌ها را نام‌گذاری کنید.

Reaction Setup	Volume
HPV Master A- 1or 2 or 3 or 4	14 $\mu$ l
HPV Master B	1 $\mu$ l
Sample or Control	5 $\mu$ l
Final Volume	20 $\mu$ l

### برنامه ریزی دمایی

دستورالعمل برای دستگاه‌های MIC و Rotor-Gene توصیف شده است. دیگر دستگاه‌های Real-Time PCR دارای کانال‌های Red، Orange، Green و Yellow نیز مناسب برای استفاده از این کیت هستند. پس از تنظیم کردن دستگاه مطابق برنامه زیر، واکنش را راه اندازی کنید. برای آگاهی از نحوه تعریف کانال در دستگاه به کاتالوگ دستگاه مراجعه کنید. مقادیر دمایی هر قسمت در جدول صفحه بعد آورده شده است.


	Temperature	Hold	Cycle
<b>Pre-Denaturation</b>	95 °C	10 min	1
<b>Denaturation</b>	95 °C	10 sec	45
<b>Annealing and Acquisition on Channel Green, Orange, Red and Yellow</b>	55°C	20 sec	
<b>Extension</b>	72°C	20 sec	

علاوه بر تعریف دمایی دستگاه که در قسمت بالا آمده است دستگاه باید برای طیف سنجش فلورسنت نیز تنظیم گردد. اندازه گیری تابش فلورسانس باید برای رنگ‌های FAM، Texas Red، HEX و CY5 تنظیم شود. برای پشتیبانی فنی لطفاً با تلفن های شرکت تماس حاصل فرمایید.


تعریف طیف سنجش فلورسنت در دستگاه ها

### دستگاه Rotor-Gene


بدین منظور در دستگاه Rotor-gene گزینه‌ی Gain Optimization را انتخاب کنید.




در این صفحه با انتخاب گزینه‌ی Optimise Acquiring برای هر ۴ کانال سبز، زرد، نارنجی و قرمز، بازه‌ی Target sample range از ۵ تا ۱۰ (حالت پیش فرض دستگاه) انتخاب شود.



همچنین Gain دستگاه باید بر مبنای تیوب شامل HPV Mix1 انجام شود، بنابراین عدد نوشته شده در کادر Tube Position باید صحیح نوشته شده باشد.




پس از انتخاب بازه‌ی مناسب برای هر کانال، گزینه‌ی 1st Perform Optimization Before Acquisition را انتخاب کرده، و پنجره را ببندید.




## دستگاه MIC

بدین منظور در دستگاه MIC با انتخاب گزینه‌ی Run Profile پروفایل دمایی کیت را وارد کرده و در بخش cycling سنجش فلورسنت را در هر ۴ کانال فعال کنید.



از آنجایی که Gain دستگاه باید بر مبنای تیوب شامل HPV Mix1 انجام شود، با بازکردن پنجره‌ی تنظیمات Gain برای کانال‌های مختلف، در کادر مربوط به تیوب Gain، گزینه All tube را از حالت پیش فرض به تیوب مورد نظر تغییر دهید.



## آنالیز نتایج

۱. آنالیز نتایج توسط نرم افزار مربوطه و بر اساس دستورالعمل دستگاه انجام شود. در ۴ کانال رنگی Green و Yellow و Orange و Red و با انتخاب فلورفورهای FAM و HEX و TEX و CY5 آستانه را در بازه‌ی مناسب قرار دهید.

۲. برای تفسیر نتایج، مطابق جدول صفحه بعد عمل کنید. خوانش هر یک از میکس‌های ۱ و ۲ در هر یک از کانال‌های فلورسانس مشخص می‌کند کدام تایپ HPV در نمونه وجود دارد.

	Green	Yellow	Orange	Red
HR1 Mix	16	6/11	بتاگلوبین	18
HR2 Mix	33	31/35	39	45
HR3 Mix	51	52	56	58
HR4 Mix	59	66	67	68

بعد از آنالیز باید نتایج را به صورت زیر تفسیر کرد:

۱. نمونه زمانی مثبت می‌شود که دارای دو شرط زیر باشد.

A. دارای منحنی سیگموئیدی و فاز لگاریتمی

B. Ct، کمتر از ۴۰ برای ژنوتیپ‌های ۱۶ و Ct، کمتر از 35، برای سایر ژنوتیپ‌ها

۲. زمانی که منحنی سیگموئیدی نباشد جواب نمونه منفی خواهد بود.

۳. نمونه در میکس ۱ باید در کانال نارنجی که کنترل داخلی (IC) است، مثبت باشد. هر کدام از این

شرایط برقرار نباشد، جواب از اعتبار کافی برخوردار نبوده و باید آزمایش دوباره تکرار شود.

باتوجه به موارد بالا،

A. نتیجه منفی یک نمونه مستلزم داشتن میکس ۱ مثبت در کانال زرد و جواب منفی برای بقیه

میکس ها در کانال های دیگر است.

B. نتیجه مثبت نیز نیازمند مثبت بودن IC با CT حدود ۲۰ تا ۳۰ است و جدول تفسیر نتایج

به صورت زیر می باشد.

### جدول تفسیر نتایج

	Green	Yellow	Orange	Red	Result
HR1 Mix	+	-	-	-	Pos: HPV16
	-	+	-	-	Pos: HPV6 or HPV11
	-	-	IC	-	Beta-globin(IC)
	-	-	-	+	Pos: HPV18
HR2 Mix	-	+	-	-	Pos: HPV31 or HPV 35
	+	-	-	-	Pos: HPV33
	-	-	+	-	Pos: HPV39
	-	-	-	+	Pos: HPV45
HR3 Mix	+	-	-	-	Pos: HPV51
	-	+	-	-	Pos: HPV52
	-	-	+	-	Pos: HPV56
	-	-	-	+	Pos: HPV58
HR4 Mix	+	-	-	-	Pos: HPV59
	-	+	-	-	Pos: HPV66
	-	-	+	-	Pos: HPV67
	-	-	-	+	Pos: HPV68

نکات آنالیز نتایج در دستگاه های مختلف

### دستگاه Rotor-Gene


آنالیز اطلاعات در دستگاه Rotor-gene 6000 و Rotor-gene 3000 باید توسط نرم افزار دستگاه و

بر اساس دستورالعمل دستگاه صورت گیرد.

۱. از منوی Quantitation، Analysis را انتخاب کرده و روی یک رنگ، به طور مثال Green، دوبار کلیک کنید .

۲. در صورت وجود نویز با کلیک بر گزینه ی Outlier Removal، ترشهلد NTC را بر ۵٪ تنظیم کرده و ترشهلد افیشنسی واکنش را به شکل زیر فعال کنید.


۳. در کانال Green, Orange و Yellow آستانه را بر ۰٫۲ و در کانال Red ۰٫۲ تنظیم نمایید.



### دستگاه MIC PCR

آنالیز اطلاعات در دستگاه Magnetic Induction Cycler (Mie) PCR توسط نرم افزار دستگاه و بر اساس دستورالعمل دستگاه صورت گیرد.


۱. از منوی Analysis انتخاب کرده و روی یک رنگ، به طور مثال Non-Assay Green، کلیک کنید.
۲. در بخش Parameters به طور پیش فرض حالت Extensive برای Exclusion انتخاب شده است؛ و در بخش Fluorescence Cutoff Level بر ۵٪ تنظیم است. در غیر این صورت، این تنظیمات را وارد کنید
۳. انتخاب Threshold را به صورت اتوماتیک با فعال کردن گزینهی Auto Set Threshold انجام



دهید.

۴. مراحل بالا را برای کانال های دیگر Orange، Yellow و Red تکرار کنید.

۵. در صورت وجود نویز ابتدایی در بخش Data (شامل داده‌های خام) کانال Orange به شکل زیر، در بخش Parameters با قرار دادن عدد ۵ در کادر مقابل Ignore Cycles Before، ۵ سیکل ابتدایی را نادیده گرفت.



**Parameters**

Target: Non-Assay Orange    Source Data: Cycling Orange

Method: Dynamic    Ignore Cycles Before: 5

Threshold Start: 1.00    Auto Set Threshold:

Exclusion: Extensive    Fluorescence Cutoff Level: 5.0%

ارزیابی آنالیتیکال

حساسیت آنالیتیکال

باتوجه به نتایج حاصله، حدپایین تشخیصی برای این کیت در تایپ‌های مختلف به شرح زیر است:

Target	LoD
HPV 16	10 copies per PCR
HPV 6	5 copies per PCR
HPV 11	5 copies per PCR



HPV 18	10 copies per PCR
HPV 31	50 copies per PCR
HPV 33	250 copies per PCR
HPV 35	50 copies per PCR
HPV 39	25 copies per PCR
HPV 45	50 copies per PCR
HPV 51	50 copies per PCR
HPV 52	50 copies per PCR
HPV 56	25 copies per PCR
HPV 58	25 copies per PCR
HPV 59	50 copies per PCR
HPV 66	25 copies per PCR
HPV 68	500 copies per PCR

### اختصاصیت آنالیتیکال

به جهت بررسی اختصاصیت پرایمرها و پروب‌های محصول برای ویروس HPV احتمال شناسایی غیراختصاصی دیگر عوامل عفونی مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین انتخاب شرایط واکنش دقیق مورد تأیید نیز تضمین شده است. کیت مذکور با هیچ کدام از تایپ‌های HPV کم خطر واکنش متقاطع ندارد و آنها را شناسایی نمی‌کند. همچنین، این کیت با DNA عوامل زیر واکنش متقاطع ندارد. این عوامل معمولاً از دستگاه ادراری تناسلی جدا شده و بعضی نیز سبب بیماری می‌شوند:

Bacterium	chlamydia trachomatis	ureaplasma urealyticum
	Streptococcus hemolytis-β	Enterococcus faecalis
	Clostridium sporogenes	syphilis
	mycoplasma hominis	Bacillus pumilus
	Serratia marcescens subsp marcescens	neisseria gonorrhoeae
	Salmonella enterica subsp enterica	Pseudomonas aeruginosa
	Staphylococcus aureus subsp.aureus	Micrococcus luteus

	Escherichia coli	
Virus	herpes simplex virus	
Fungus	Candida albicans	monilia albican
Protozoan	trichomonas vaginalis	

### ارزیابی کلینیکال

#### حساسیت و اختصاصیت کلینیکال









برای تعیین حساسیت و اختصاصیت کلینیکال از ۲۰۰ نمونه مثبت و ۲۰۰ نمونه منفی استفاده شد که نتایج در جدول زیر نشان داده شده است:

Target	Sensitivity	Specificity
HPV16	96%	<b>100%</b>
HPV6 or HPV11	97%	<b>100%</b>
HPV18	94.5%	<b>100%</b>
HPV31 or HPV35	92%	<b>98%</b>
HPV33	93%	<b>98%</b>
HPV39	98%	<b>92%</b>
HPV45	90%	<b>97%</b>
HPV51	90%	<b>96%</b>
HPV52	93%	<b>98%</b>
HPV56	90%	<b>96%</b>
HPV58	93%	<b>98%</b>
HPV59	90%	<b>97%</b>
HPV66	90%	<b>96%</b>
HPV67	93%	<b>98%</b>
HPV68	91%	<b>98%</b>

## پشتیبانی فنی

برای پشتیبانی فنی لطفا با تلفن های شرکت تماس حاصل فرمایید .

## نشانه‌ها

	Research Use Only	برای مصارف پژوهشی
	Catalog Number	کد کالا
	Batch Number	شماره بچ تولید شده
	Temperature Limitation	محدودیت دمایی
	Consult Instruction For Use	مطالعه دستورالعمل
	Content sufficient for <n> tests	تعداد تست
	Use by	تاریخ انقضا
	Manufacturer	آدرس

## اطلاعات تماس

### شرکت فناوری بن یاخته - گروه سین مورو

دفتر مرکزی : تهران، سعادت آباد، میدان فرهنگ، بلوار ۲۴ متری سعادت آباد، خیابان

حیدرینیا (دوم شرقی)، پلاک ۹، شرکت فناوری بن یاخته

کد پستی : ۱۹۹۷۷۷۵۵۵۵ تلفن : ۰۲۲۰۸۲۱۲۰ پشتیبان فنی : ۰۹۳۰۱۸۲۱۶۰۱

تلفن های تماس : ۰۲۱۲۲۰۸۲۱۲۰

Web Site: [www.Senmurv.co](http://www.Senmurv.co)

Email: [info@senmurv.ir](mailto:info@senmurv.ir)